



Παλμικό Οξύμετρο Δαχτύλου JN P-08

€15.24

Αγορά



Περιγραφή

Το παλμικό οξύμετρο δαχτύλου P-08 της JN μετράει τα επίπεδα κορεσμού του οξυγόνου στο αίμα (SpO₂) και τους καρδιακού παλμούς. Με ευανάγνωστη και φωτιζόμενη TFT οθόνη, με όλες τις απαραίτητες ενδείξεις.

Με πολύ απλή διαδικασία μέτρησης, η οποία ξεκινάει με το πάτημα ενός κουμπιού, ενώ το οξύμετρο απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 8 δευτερόλεπτα αδράνειας.

- Φορητό και μικρό παλμικό οξύμετρο δαχτύλου, με ευανάγνωστη και φωτιζόμενη TFT.
- Μετράει τα επίπεδα κορεσμού του οξυγόνου στο αίμα (SpO₂) και τους καρδιακούς παλμούς.
- Με άνετο δάχτυλο σιλικόνης, "έξυπνες συμβουλές" και αλγόριθμο αυτοσυσχέτισης.
- Με αυτόματο κλείσιμο (απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 8 δευτερόλεπτα αδράνειας).

Χαρακτηριστικά:

- Εύρος μέτρησης κορεσμού οξυγόνου αίματος: 70%-99%.
- Ανάλυση Κορεσμός οξυγόνου αίματος: $\pm 1\%$.
- Εύρος μέτρησης παλμού: 25bpm ως 250bpm.
- Ακρίβεια μέτρησης: ± 1 bpm ή $\pm 1\%$ της μετρηθείσας τιμής (ότι είναι μεγαλύτερο).
- Θερμοκρασία αποθήκευσης: 10°C ως 55°C.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 5°C ~ 40°C
- Υγρασία περιβάλλοντος: 15% ως 80% (εργασία) $\leq 95\%$ (αποθήκευση).
- Ατμοσφαιρική πίεση: 70 ως 106 kPa.
- Συνολικές διαστάσεις: 58,5mm x 36,5mm x 29mm.
- Αυτόματη απενεργοποίηση: Μετά από 8 δευτερόλεπτα.
- Κατανάλωση ισχύος: Μικρότερη από 30mA.
- Μπαταρία: 2 αλκαλικές μπαταρίες AAA (1,5V) (δε συμπεριλαμβάνονται).
- Συσκευασία: 1 Οξύμετρο + 1 κορδόνι ανάρτησης

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025