



Φορείο Διάσωσης RESCUE STRETCHER

€321.77

Αγορά



Περιγραφή

Το **Φορείο Διάσωσης RESCUE STRETCHER** είναι το πιο ανθεκτικό, ευπροσάρμοστο και φορητό φορείο διάσωσης τύπου SKED που βρίσκεται στην αγορά. Είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό και μεγάλης διάρκειας ζωής πλαστικό υλικό, που έχει υποστεί μία ειδική θερμική επεξεργασία για να βελτιωθούν τα χαρακτηριστικά ελαστικότητας του.

Χρησιμοποιείται για τη διάσωση τραυματία από περιοχές με απαιτητικά εδάφη και εμπόδια π.χ. πλαγιά βουνού, κοίτη ποταμιού κλπ. Πρόκειται για ένα μακρόστενο οκτάπλευρο φορείο.

Είναι επαναστατικό γιατί είναι το μόνο φορείο που όταν δε χρησιμοποιείται αποθηκεύεται μέσα σε μία βολική τσάντα που μπορεί να μετατραπεί σε σακίδιο. Εγγυάται μία σημαντική ακινητοποίηση, προστασία και ασφάλεια του ασθενή. Αντικαθιστά τα παραδοσιακά φορεία διάσωσης ή basket και εγγυάται άριστες αποδόσεις. Χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο.

Το φορείο διάσωσης RESCUE STRETCHER, έχει δοκιμαστεί αυστηρά για να ικανοποιηθούν όλες οι απαιτήσεις ακόμα και οι πιο εξαιρετικές. Ειδικά κατάλληλο στη διάσωση σε μικρούς χώρους και σε δύσκολες συνθήκες. Λόγω της συμπαγής μορφής του, της λειτουργικότητας και της διάρκειας ζωής του χρησιμοποιείται από:

- Πυροσβέστες
- Ένοπλες Δυνάμεις
- Πολεμικό Ναυτικό
- Διασώστες βουνού
- Διασώστες νερού
- Ορυχεία
- Νταμάρια
- Εργοτάξια
- Βιομηχανίες

Χαρακτηριστικά:

- Πρόκειται για ένα μακρόστενο οκτάπλευρο φορείο.
- Το μήκος του είναι 252cm και το μέγιστο πλάτος του είναι 87cm.
- Εύκολο στη μεταφορά και την αποθήκευση του, λόγω του ότι τυλίγεται σε ρολό και τοποθετείται εντός τσάντας.
- Μέγιστο βάρος μεταφοράς 159kg.

Η μεταφορά μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους εξής τρόπους:

- Μεταφορά από τουλάχιστον δύο (2) άτομα σηκώνοντας το από τις πλαϊνές χειρολαβές.
- Ρυμούλκηση από το αντίστοιχο σχοινί.
- Ανύψωση σε οριζόντια ή κάθετη θέση.

Σημείωση: Το σύστημα ιμάντων ανύψωσης δεν περιλαμβάνεται στο φορείο, αλλά παρέχεται ως έξτρα εξάρτημα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση υποψίας τραυματισμένης σπονδυλικής στήλης, ο τραυματίας θα πρέπει να τοποθετηθεί πρώτα πάνω σε φορείο τύπου “Spine Board” ή τύπου “Scoop Stretcher”, και να προσδεθεί πάνω σε αυτό διότι μόνο του το φορείο RESCUE STRETCHER δεν μπορεί να ακινητοποιήσει τον τραυματία και μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω βλάβη στην τραυματισμένη σπονδυλική στήλη.