



## Zoll AED Plus Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής

€1,415.09

[Αγορά](#)



## Περιγραφή

Όταν έρχεται η στιγμή να βοηθήσουμε ένα θύμα αιφνίδιας καρδιακής ανακοπής, δεν είναι όλοι οι Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές (ΑΕΑ) ικανοί να ανταπεξέλθουν με την ίδια αποτελεσματικότητα. Σε αντίθεση με άλλους ΑΕΑ, ο **Zoll AED Plus**, υποστηρίζει τους διασώστες με πραγματικού χρόνου ανατροφοδότηση για τον ρυθμό και το βάθος των θωρακικών συμπιέσεων. Προτεινόμενος από επαγγελματίες υγείας, ο απινιδωτής Zoll AED Plus με τεχνολογία πραγματικής βοήθειας ΚΑΡ.Π.Α καθοδηγεί τους διασώστες στην πραγματοποίηση υψηλής ποιότητας ΚΑΡ.Π.Α και παρέχει ολοκληρωμένη ακουστική και οπτική ανατροφοδότηση έτσι ώστε να σας υποστηρίξει καθ' όλη τη διάρκεια της διάσωσης.

**Το μενού και οι φωνητικές οδηγίες του Zoll AED Plus είναι στην ελληνική γλώσσα.**

## Έξυπνη τεχνολογία

Ζωές δε σώζονται μόνο από τους Αυτόματους Εξωτερικούς Απινιδωτές. Οι άνθρωποι σώζουν ζωές με τη χρήση ΑΕΑ. Η πραγματική βοήθεια ΚΑΡ.Π.Α (Real CPR Help) καθοδηγεί τον διασώστη στην πραγματοποίηση υψηλής ποιότητας ΚΑΡ.Π.Α. Ολοκληρωμένη, πραγματικού χρόνου ανατροφοδότηση παρέχει οπτικές και ακουστικές προτροπές έτσι ώστε ο διασώστης να προσπαθήσει πιο «σκληρά» ή επιβεβαιώνει ότι γίνονται «ορθές θωρακικές συμπιέσεις», κρατώντας τον διασώστη στη σωστή κατεύθυνση για τη χορήγηση δυναμικά σωτήριας ΚΑΡ.Π.Α.

Εκτός από τις βήμα προς βήμα ηχητικές οδηγίες, η τεχνολογία **Real CPR Help**, περιλαμβάνει έναν δείκτη βάθους θωρακικών συμπίεσεων που παρέχει οπτική καθοδήγηση σε πραγματικό χρόνο με σκοπό να βοηθήσει τον διασώστη να παρέχει την καλύτερη δυνατή ΚΑΡ.Π.Α.

## Έτοιμος για διάσωση

Ο απινιδωτής πρέπει να είναι πάντα έτοιμος για άμεση χρήση. Ο Zoll AED Plus μπορεί να ανταπεξέλθει σε διάφορες περιβαλλοντικές συνθήκες και έχει τη δυνατότητα αυτόματων διαγνωστικών ελέγχων, έτσι ώστε να είστε σίγουροι ότι είναι πάντα έτοιμος να συνδράμει σε μια διάσωση. Επιπλέον, μια πρωτοποριακή στον κλάδο μπαταρία και ηλεκτρόδια πενταετούς διάρκειας, σημαίνει λιγότερες αντικαταστάσεις, λιγότερη συντήρηση και χαμηλό συνολικό κόστος ανταλλακτικών.

## Έμπιστος συνεργάτης

Για περισσότερα από 25 χρόνια, η ZOLL είναι πρωτοπόρος στην αναζωογόνηση και την απινίδωση, σχεδιάζοντας προϊόντα που ξεπερνούν τα όρια της τεχνολογίας για να υποστηρίξουν τους διασώστες, επαγγελματίες και εθελοντές, έτσι ώστε να βοηθήσουν στο να σωθούν ζωές.

## Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Η τεχνολογία Real CPR Help παρέχει ανατροφοδότηση ΚΑΡ.Π.Α σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τον ρυθμό και το βάθος των θωρακικών συμπίεσεων.
- Μενού και φωνητικές οδηγίες ανατροφοδότησης στην **ελληνική γλώσσα**
- Οι ηχητικές και οπτικές οδηγίες συμπληρώνουν την Αλυσίδα Επιβίωσης της Αμερικάνικης Ένωσης Καρδιολογίας (AHA).
- Εύκολα τοποθετούμενα, μονοκόμματα ηλεκτρόδια CPR-D-padz® με διάρκεια ζωής 5 ετών.
- Ανθεκτική σχεδίαση με βαθμολογία IP (προστασία εισόδου) IP55 για σκόνη και νερό.
- Μπορεί να αντέξει συνθήκες όπως ακραίες θερμοκρασίες, υψόμετρο, δονήσεις και κραδασμούς.
- Μπαταρίες λιθίου (Duracell 123a) με διάρκεια ζωής 5 ετών.
- Ευφυής παιδιατρική ικανότητα: Τα παιδιατρικά ηλεκτρόδια Pedi-padz® μπορούν να αγοραστούν ξεχωριστά για παιδιά έως 8 ετών ή με βάρος λιγότερο από 55 κιλά.
- Τα αυτόματα αυτοδιαγνωστικά τεστ βοηθούν στη διασφάλιση της κατάστασης ετοιμότητας του απινιδωτή.
- Μαλακή θήκη μεταφοράς για εύκολη μεταφορά.
- 5 χρόνια εγγύηση (7 χρόνια με online εγγραφή στην ιστοσελίδα της ZOLL)

### Το πακέτο περιλαμβάνει:

- Zoll AED Plus Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής
- Ζεύγος Ηλεκτροδίων Ενήλικα
- Μπαταρίες Απινιδωτή
- Κιτ Απινίδωσης που περιλαμβάνει:
  - 1x Ατραυματικό ψαλίδι ρούχων Α' βοηθειών
  - 1x Ειδικό χειρουργικό ξυράφι
  - 2x Ζεύγη εξεταστικά γάντια Latex
  - 2x Μάσκες προσώπου ανάνηψης τεχνητής αναπνοής σε φακελάκι
  - 2x Μαντηλάκια αντισηπτικού καθαρισμού θύματος

---

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025