



Single-Patient Χειροκίνητη Αντλία Αναρρόφησης

€38.90

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Η **single-patient χειροκίνητη αντλία αναρρόφησης** είναι μια ολοκληρωμένη αντλία χειρός, για αναρρόφηση, έκτακτης ανάγκης. Είναι μια αντλία ελαφριά σε βάρος, φορητή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το ένα χέρι, αφήνοντας το άλλο χέρι ελεύθερο. Παράγει απίστευτη αναρρόφηση για το μέγεθος της και είναι εξαιρετικά ευέλικτη.

Ο απλός σχεδιασμός της **single-patient χειροκίνητης αντλίας αναρρόφησης**, διασφαλίζει την αποτελεσματική λειτουργία. Μια οικονομικά αποδοτική εναλλακτική λύση, προσφέροντας άνεση, επιδόσεις και ένα ευρύ φάσμα χαρακτηριστικών και πλεονεκτημάτων.

Στο πίσω μέρος της συσκευής διατίθεται διακόπτης ρύθμισης διαφορετικών πιέσεων αναρρόφησης.

Χαρακτηριστικά:

- Συμπαγές και ελαφριά καταλαμβάνει πολύ λίγο χώρο στην τσάντα kit σας.
- Εύκολη συμπίεση με χειρολαβή τύπου σκανδάλης η οποία απαιτεί πολύ μικρή δύναμη.
- Γρήγορη και ισχυρή προσφέρει μεγάλη απόδοση.
- Δε χρειάζονται ειδικές συνθήκες αποθήκευσης. Αποθηκεύεται εύκολα στα περισσότερα kit έκτακτης ανάγκης.
- 300ml δοχείο συλλογής μιας χρήσης. Δεν απαιτείται καθαρισμός/αποστείρωση.
- Προστασία υπερχειλίσης. Αποτρέπει τη μόλυνση στο εσωτερικό της αντλίας/λαβή και αποτρέπει το ενοχλητικό πιπίλισμα των υγρών
- Μέγιστη δυνατότητα κενού: 550 mm Hg
- Single Patient use

Περιεχόμενα:

- Αντλία αναρρόφησης

- Δοχείο συλλογής υγρών
- Καθετήρας αναρρόφησης ενηλίκων
- Καθετήρας αναρρόφησης παιδιατρικός

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Αναρρόφηση μετά από 1 λεπτό στα 20kPa αναρρόφησης = 15 kPa
- Αναρρόφηση μετά από 6 φορές = 20 kPa
- Μέγιστη αναρρόφηση = 39.9 kPa
- Χωρητικότητα δοχείου συλλογής υγρών μιας χρήσεως: 300 ml
- Εξωτερικό καπάκι: Ø 17 mm
- Εξωτερική σύνδεση καθετήρα: Ø 17 και 9 mm
- Διακόπτης πιέσεων αναρρόφησης: γυράει στο 50% ή 100%
- Διαστάσεις: 52x42x44 cm
- Βάρος: 230 g

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025