



Καταδυν BeFree Ανταλλακτικό Φίλτρο Νερού

€35.48

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Ανταλλακτικό φίλτρο νερού για το Katadyn BeFree 1.0L Tactical

Χαρακτηριστικά:

- Απόδοση : 2 λιτ/λεπτό
- Τεχνολογία : Φίλτρο διάτρητων ινών 0,1 μικρών
- Αποτελεσματικό κατά των μικροοργανισμών
- Προτείνεται για ατομική χρήση
- Κατάλληλο για θολό νερό
- Μπορεί να χρησιμοποιείται συχνά
- Ελαφρύ και φορητό
- Made in Switzerland