



## Ψηφιακό Θερμόμετρο Υπερύθρων AEON A200

€18.50

[Αγορά](#)



## Περιγραφή

Το **Ψηφιακό Θερμόμετρο Υπερύθρων AEON A200** είναι ιδανικό για χρήση για όλη την οικογένεια, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με βρέφη και μικρά παιδιά. Αυτό το ψηφιακό θερμόμετρο μπορεί να παρέχει μετρήσεις της θερμοκρασίας του σώματος χωρίς επαφή και να μην προκαλεί οποιαδήποτε ενόχληση είτε όταν το παιδί σας κοιμάται είτε επειδή το θερμόμετρο είναι κρύο κατά την επαφή με το δέρμα του.

Διαθέτει μια ευανάγνωστη οθόνη LCD και έναν ηχητικό συναγερμό, χρησιμοποιεί τεχνολογία υπέρυθρης ακτινοβολίας για να πάρει γρήγορες μετωπικές μετρήσεις σε μόλις ένα δευτερόλεπτο!

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μέτρηση σε ανθρώπινο σώμα και αντικείμενα.

## Χαρακτηριστικά:

- Γρήγορη, χωρίς επαφή σάρωση μετώπου σε ένα δευτερόλεπτο
- Αισθητήρας υψηλής ποιότητας για ακριβείς μετρήσεις
- Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό
- Πολλαπλά χρώματα υποδεικνύουν το επίπεδο θερμοκρασίας
- Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 30 δευτερόλεπτα
- Χωρητικότητα μνήμης 25 αναγνώσεων
- Ηχητικός συναγερμός
- Προειδοποίηση χαμηλής ισχύος
- Προαιρετικό φωνητικό αποτέλεσμα
- Τροφοδοσία: Λειτουργεί με μπαταρία
- Χρώμα: Λευκό/κόκκινο
- Διαστάσεις (περίπου εκ.): 16,8 x 5,4 x 4,4