



## Βexen Ανταλλακτική Μπαταρία για Reanibex 100

€324.39

[Αγορά](#)



## Περιγραφή

Ανταλλακτική μπαταρία για τον απινιδωτή **Bexen Reanibex 100**. Η μπαταρία για τον απινιδωτή έχει διάρκεια ζωής 5 ετών και χωρητικότητα πάνω από 350 απινιδώσεις στα 200 J (ή 36 ώρες παρακολούθησης). Αυτή η μπαταρία εξασφαλίζει μακροχρόνια απόδοση, μειώνοντας το κόστος αντικατάστασης και παρέχοντας σιγουριά και ηρεμία στους επαγγελματίες υγείας.

## Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Τύπος μπαταρίας: Lithium-ion LiMnO<sub>2</sub>.
- Χωρητικότητα: 4.2 A/h.
- Τάση εξόδου: 12V.
- Αυτονομία: Πάνω από 350 απινιδώσεις στα 200 J.
- Βάρος: 500g.
- Διαστάσεις: 150mm x 100mm x 50mm.
- Διάρκεια ζωής: 5 έτη.