



Βexen Θήκη Μεταφοράς για Reanibex 100

€105.00

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Διατηρήστε τον απινιδωτή **Bexen Reanibex 100** ασφαλή με τη στιβαρή και πρακτική θήκη μεταφοράς. Σχεδιασμένη για να προστατεύει τον εξοπλισμό σας ενώ επιχειρείτε, αυτή η τσάντα είναι απαραίτητος σύντροφος για τους επαγγελματίες υγείας και τους πρώτους ανταποκριτές. Μεταφέρετε τον απινιδωτή σας με ασφάλεια και ευκολία.

Αυτή η τσάντα έχει σχεδιαστεί ειδικά για να διευκολύνει τη μεταφορά και να διασφαλίζει την προστασία του απινιδωτή BEXEN CARDIO REANIBEX 100. Διαθέτει μια πρακτική τσέπη στο μπροστινό μέρος για να αποθηκεύετε τα αξεσουάρ σας όπως ηλεκτρόδια, κιτ πρώτων βοηθειών ή μπαταρία. Επιπλέον, περιλαμβάνεται λουράκι ώμου για άνετη μεταφορά.

Χαρακτηριστικά:

- Μια τσέπη στο μπροστινό μέρος σας επιτρέπει να αποθηκεύετε τα αξεσουάρ, όπως τα ηλεκτρόδια ή ένα κιτ πρώτων βοηθειών ή την μπαταρία.
- Παρέχεται ιμάντας ώμου.
- Κόκκινο χρώμα