



TEE-UU CHEST Τσαντάκι Στήθους Ασυρμάτου

€26.60

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Το τσαντάκι στήθους CHEST, της εταιρείας TEE-UU, είναι μια συμπαγής θήκη με ρυθμιζόμενους ιμάντες για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Είναι ένα συμπαγές τσαντάκι το οποίο έχει τη δυνατότητα να δεχθεί μέχρι και έως δυο συσκευές ασυρμάτου ή άλλο εξοπλισμό, όπως φακό ή κινητό τηλέφωνο (με αγορά πρόσθετης θήκης).

Η βασική διαμόρφωση της θήκης ασυρμάτου CHEST παρέχει ένα ξεχωριστά ρυθμιζόμενο διαμέρισμα για τη συσκευή και μια θήκη εγγράφων με φερμουάρ.

Εφόσον ο χρήστης το επιθυμεί μπορεί να προσθέσει μια θήκη για δεύτερο ασύρματο, όπως τη θήκη DIGI ή TOOL, η οποία μπορεί να προσαρμοστεί στον βρόχο που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της θήκης.

Χάρη στην αναπνεύσιμη επένδυση, τη συμπαγή σχεδίαση και τους ελαστικούς, ατομικά ρυθμιζόμενους ιμάντες μεταφοράς, η θήκη ασυρμάτου CHEST παρέχει υψηλή άνεση ακόμη και σε μεγάλη διάρκεια χρήσης.

Χάρη στην τοποθέτηση του λογότυπου TEE-UU με velcro, μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί εάν απαιτείται, π.χ αν χρειάζεται να μπει διακριτικό σήμα που να υποδηλώνει ότι εμπεριέχεται εξοπλισμός Α' Βοηθειών

Χαρακτηριστικά:

- Ρυθμιζόμενη θήκη ασυρμάτου

- Σύστημα προσαρμογής επιπλέον εξοπλισμού MOLLE.
- Τσέπη με φερμουάρ στο πίσω μέρος για έγγραφα κλπ
- Αναπνεύσιμο ύφασμα για άνετη χρήση
- Ανεξάρτητους προσαρμόσιμους ιμάντες μεταφοράς

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Βάρος: περίπου 190 g
- Διαστάσεις (Μ x Υ x Π): 19.5 x 21.5 x 4 cm
- Υλικό κατασκευής: 1200D polyester, 3D mesh

Χαρακτηριστικά

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025