




Prestan PRO+ Εκπαιδευτικό Πρόπλασμα Ενήλικα με LED Μετρονόμο & Τσάντα Μεταφοράς

€291.90

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Χρησιμοποιώντας την ίδια αξιόπιστη σχεδίαση του Προπλάσματος Ενήλικα, η PRESTAN παρουσιάζει τώρα το Πρόπλασμα Ενήλικα PRO+ με νέο σχεδιασμό κεφαλής με λειτουργικούς στοματικούς & ρινικούς αεραγωγούς και μαζί με βελτιωμένο σχεδιασμό σακούλας πνεύμονα για γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση.

Με την παρουσίαση του νέου σχεδιασμού κεφαλής ενηλίκων PRO+, η PRESTAN ενισχύει τον ρεαλισμό με έναν λειτουργικό ρινικό αεραγωγό και τη δυνατότητα χρήσης μιας εκπαιδευτικής συσκευής NARCAN(R) ή NPA.

Πλήρως συμβατό με τις τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες του κλάδου, συμπεριλαμβανομένης της πιο πρόσφατης για το σύστημα ενσωματωμένων οδηγιών ανατροφοδότησης.

Σχεδιασμένο για χρήση με Ρινοφαρυγγικούς Αεραγωγούς (NPA)

Όταν λιπαίνεται σωστά, ένας ρινοφαρυγγικός αεραγωγός (NPA) μπορεί να εισαχθεί μέσω της μύτης της κεφαλής ενηλίκων PRO+ για να προσομοιώσει το άνοιγμα του ρινικού

αεραγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Σακούλες πνευμόνων Προπλάσματος Ενήλικα PRO+

Ο νέος σχεδιασμός της κεφαλής ενηλίκων PRO+ επιτρέπει την απλούστευση της τοποθέτησης της σακούλας πνευμόνων στο πρόπλασμα.

Μάσκα προστασίας προσώπου

Μια νέα μάσκα προστασίας προσώπου PRO+ Adult Face Shield έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει πλήρως τόσο τους στοματικούς όσο και τους ρινικούς αεραγωγούς.


Όλα τα εκπαιδευτικά προπλάσματα PRESTAN έρχονται με ένα επαναστατικό σύστημα παρακολούθησης ρυθμού CPR που επιτρέπει την άμεση ανατροφοδότηση τόσο σε εκπαιδευτές όσο και σε εκπαιδευόμενους. Η οπτική ανατροφοδότηση από το σύστημα παρακολούθησης ρυθμού CPR δίνει στους εκπαιδευόμενους μια ρεαλιστική αίσθηση της παροχής 100-120 συμπίεσεων ανά λεπτό. Όταν οι λυχνίες φωτίζουν συνεχώς, το σύστημα παρακολούθησης επιβεβαιώνει ότι οι συμπίεσεις είναι εντός του εύρους 100-120 cpm που συνιστάται. Η κίτρινη λυχνία θα αναβοσβήσει εάν ξεπεραστεί το ανώτατο όριο των 120 cpm, προειδοποιώντας τους μαθητές να επιβραδύνουν. Οι εκπαιδευτές μπορούν να παρακολουθούν πολλούς μαθητές γρήγορα και εύκολα.

Εκτός από την οπτική παρακολούθηση του ρυθμού CPR, οι μαθητές θα ακούσουν επίσης έναν ήχο κλικ καθώς το στήθος πιέζεται στο κατάλληλο βάθος 2,0 -2,4 ιντσών, επιτρέποντάς τους να βιώσουν την πραγματική δύναμη που απαιτείται για την πραγματοποίηση θωρακικών συμπίεσεων.

Sleep Mode/No Power	○ ○ ○ ○
1st Full Compression (Wake mode/LED Test Mode)	● ● ● ●
CPM* < 60	○ ● ○ ○
CPM* 60 – 79	○ ○ ● ○
CPM* 80 – 99	● ○ ○ ○
CPM* 100 - 120	● ○ ○ ●
CPM* > 120	● ○ ● ●
Compressions Stopped	○ ● ○ ○

*CPM = Compressions per minute

● = Flashing



Χαρακτηριστικά προπλάσματος:

- Ρεαλιστική όψη μεγέθους ενήλικα
- Απόλυτα ρεαλιστική συμπίεση στήθους καθώς και ανόρθωση στήθους στις εμφυσήσεις
- Η σακούλα πνεύμονα και η μάσκα προσώπου ασφαρίζονται σε ειδικές εγκοπές ώστε να μην γλιστράνε
- Εύκολη τοποθέτηση σακούλας πνεύμονα
- Η πλήρης συμπίεση στήθους και η σακούλα πνεύμονα διασφαλίζει ότι οι μαθητές λαμβάνουν την πιο ακριβή και ρεαλιστική εκπαίδευση
- Βοηθά τους μαθητές να παίρνουν την εμπειρία εκμάθησης της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) σοβαρά καθώς σε περίπτωση λάθους εκτέλεσης το πρόπλασμα δεν λειτουργεί και ενημερώνει με τις διάφορες ενδείξεις
- Ηχητικός μηχανισμός Κλίκ (clicker) προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι σπουδαστές δίνουν επαρκείς θωρακικές συμπίεσεις σε εύρος και ρυθμό
- Η κλίση στο κεφάλι είναι υποχρεωτικά ορθή για να ανοίξει ο αεραγωγός και να εισέλθει αέρας στη σακούλα πνεύμονα
- Περιλαμβάνει οθόνη LED καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (μετρονόμος θωρακικών συμπίεσεων)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- Πρόπλασμα PRESTAN ADULT με μετρονόμο
- 10x σακούλες πνευμόνων
- Τσάντα μεταφοράς που χρησιμοποιείται ως πανί για να γονατίσει ο εκπαιδευόμενος κατά την εκτέλεση ΚΑΡΠΑ
- Οδηγίες χρήσης

Χαρακτηριστικά

ΕΓΓΥΗΣΗ:
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΕΝΟΣ (1)
ΕΤΟΥΣ

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025