



## NORSE RESCUE Compressed Gauze Αιμοστατική Γάζα Εμποτισμού - Z-Fold

€3.20

[Αγορά](#)



## Περιγραφή

Η αιμοστατική γάζα εμποτισμού, τυλιγμένη με τη μέθοδο Z-Fold, **NORSE RESCUE Compressed Gauze**, είναι 100% βαμβακερή και έχει εξαιρετική απορροφητικότητα υγρών και αίματος. Έρχεται αποστειρωμένη και έτοιμη για χρήση.

Η NORSE RESCUE αιμοστατική γάζα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της αιμορραγίας σε συνδυασμό με ένα αιμοστατικό πιεστικό επίδεσμο ή για επίδεση μικρότερων τραυμάτων.

Είναι μια γάζα μήκους 3,75 m και πλάτους 11,43 cm που έρχεται σε μια συμπιεσμένη στεγανή συσκευασία. Το εξαιρετικά συμπαγές μέγεθος την καθιστά εύκολη την τοποθέτηση της σε οποιοδήποτε Ατομικό Kit Α' Βοηθειών (IFAK).

Η γάζα έρχεται σε σφραγισμένη ανθεκτική ατομική συσκευασία κενού αέρος και μπορεί να αποθηκευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Δεν περιέχει αιμοστατικό παράγοντα.

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Διαστάσεις συσκευασίας: 8 x 5.3 x 1.5 cm
- Διαστάσεις: 11,43 cm X 3,75 m
- Βάρος: 42g
- Υλικό: Βαμβάκι