



## Tac Med Defender T Στρατιωτικά Γάντια Προστασίας Νιτριλίου μιας Χρήσεως (1 Ζεύγος)

**€1.01**

[Αγορά](#)



## Περιγραφή

Τα Στρατιωτικά Γάντια Defender T αναπτύχθηκαν μετά από τις τελευταίες οδηγίες προστασίας θύματος και διασώστη, για ποιο ανθεκτικά γάντια για χρήση σε περιβάλλον tactical. Αυτή την στιγμή τα defender T τηρούν τις αυστηρότερες προδιαγραφές ανεξάρτητα από το κόστος.

- 7 mil (0.18mm) σταθερό πάχος τοιχώματος και απίστευτες ικανότητες αντοχής στα πλέον απαιτητικά περιβάλλοντα
- 30 cm μήκος παρέχουν την δυνατότητα να φορούνται και πάνω από τα μανίκια προσθέτοντας μεγαλύτερη ασφάλεια από τα σωματικά υγρά
- Με ειδική υφή στα ακροδάχτυλα για καλύτερη πρόσφυση και διατήρηση επιδεξιότητας
- Με ειδικό χρώμα που επιτρέπει την επισήμανση αίματος ακόμη και στις χαμηλότερες συνθήκες φωτισμού αλλά και εφόσον φαριούνται πάνω ή κάτω από άλλα γάντια
- Έχουν την ιδιότητα να μην κολλά η επάνω τους η ιατρική ταινία καθιστώντας έτσι την χρήση της ακόμη ευκολότερη από ότι με γυμνά χέρια
- Χωρίς Latex με ενίσχυση νιτριλίου
- Σε συσκευασία FirstAidShop εντός αεροστεγούς σακούλας ενός ζεύγους
- Σε μέγεθος Large & Xlarge (επιλέξτε μέγεθος)