



Baroudeur Κόκκινο

€47.58

[Αγορά](#)

Περιγραφή

Baroudeur Κόκκινο Το Βίνουας, ήταν η επίσημη επιλογή του Γαλλικού στρατού για 16 χρόνια, από το 2001 έως το 2017, ως πολύ εργαλείο εκστρατείας. Παρόλο που το Βίνουας ήταν γνωστό για την απλότητα κατασκευής του και το πατενταρισμένο σύστημα στερέωσης μαχαιροπίρουνων και στις δύο πλευρές της λαβής, αυτό το "μαχαίρι πεδίου", το οποίο ονομάστηκε έτσι επειδή ακολούθησε τους Γάλλους στρατιώτες σε όλες τις επιχειρησιακές εκστρατείες σε όλο τον κόσμο, έχει στιβαρή και ποιοτική κατασκευή. Η λεπίδα του κλειδώνει. Ακόμα οι λειτουργίες του Βίνουας είναι ανοιχτήρι κονσερβών και Τιρμπουσόν. Το Baroudeur είναι ισχυρότερο από το Βίνουας, αλλά και βαρύτερο. Τα μαχαιροπίρουνα παραδίδονται πάντα με το μαχαίρι, αλλά ανεξάρτητα. Η λεπίδα του Baroudeur είναι πιο παχιά, η αξιοπιστία της σταθερότητας της οποίας εξασφαλίζεται με την κατασκευή με μηχανές κατεργασίας ακριβείας. Το άνοιγμα με ένα χέρι είναι επίσης δυνατό ... για δεξιόχειρες. Βάρος: 304 Γραμμάρια Συνολικό Μήκος : 24 cm Μήκος Μαχαιριού: 10 cm Σκληρότητα Ατσαλιού: 55-56 HRC Πάχος Λάμας: 2.5 mm Τύπος Ατσαλιού Λάμας: Nitrox Steel Υλικό Λαβής: ABS Χώρα Κατασκευής: Γαλλία