



Ασκός Αναζωγόνησης Σιλικόνης Ενηλίκων Τσέπης microBVM™ PocketBVM

€74.19

Αγορά



Περιγραφή

Η **Pocket BVM™ Bag Valve Mask** είναι ένα επαναστατικό, πρακτικό compact, πλήρες σύστημα για χειροκίνητη ανάνηψη με μη κλιβανιζόμενο ασκό και μάσκα ενηλίκων. Η συσκευασία δίνει τη δυνατότητα ταχύτατης ανάπτυξης του συστήματος, είναι το ευκολότερο στη λειτουργία και δεν απαιτείται χειροκίνητο φούσκωμα για να χρησιμοποιηθεί. Σήμερα κυριαρχεί η χρήση της σε στρατιωτικές αλλά και πολιτικές εφαρμογές διάσωσης. Το πλεονέκτημα της επαναστατικής συσκευασίας και της ταχύτητας χρήσης, ξεχώρισαν εξ αρχής στους εκπαιδευμένους διασώστες.

Χαρακτηριστικά:

- Περιλαμβάνει την πρακτική θήκη, μάσκα, βαλβίδα ασθενή, δεξαμενή αέρα και γραμμή παροχής οξυγόνου 2cm
- Η λειτουργία μιας χρήσης όταν κριθεί απαραίτητη, αποτρέπει μολύνσεις
- Απαιτεί ελάχιστη πίεση για τη συμπίεση και γρήγορα ανακτά το σχήμα.
- Αντιολισθητική υφή στο κράτημα για απόλυτο έλεγχο.
- Συνδέσεις: Σωλήνας αέρα εισόδου 15 χιλιοστά μήκος x 6 χιλιοστά
- Ασθενής σύνδεση:
 - Έξω - 22mm αρσενικό
 - Μέσα - 15mm θηλυκό
- Σύνδεση εκπνοής (για σύνδεση βαλβίδα PEEP): 30mm αρσενικό