



## Tac Med Poleless Στρατιωτικό Φορείο Τύπου Κουβέρτας

€113.00

[Αγορά](#)



### Περιγραφή

## Tac Med Poleless Στρατιωτικό Φορείο Τύπου Κουβέρτας

Αυτό είναι ένα εξαιρετικά μικρό σε βάρος φορείο κουβέρτα, που έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει την ταχεία εκκένωση από περιοχές υψηλού κινδύνου και πεδία μαχών. Το Tac Med φορείο κουβέρτα έχει κατασκευαστεί με υψηλής αντοχής πλέγμα να υπάρχει η μέγιστη δυνατή παροχέτευση, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα το μέγεθος και το βάρος. Το υλικό που έχει ενισχυθεί στο μεσαίο τμήμα για την αύξηση της ωφέλιμης ζωής του προϊόντος πέρα από ότι συνήθως ισχύει για τα υπόλοιπα φορεία κουβέρτες. Ότι καλύτερο σε ποιότητα και σχεδιασμό μπορεί να φανταστεί κανείς στο είδος του.

Διαθέτει εξαιρετικά μεγάλους βρόχους λαβής και επιτρέπει την μέγιστη δυνατή και ασφαλή συγκράτηση από τον ανθρώπινο καρπό ή άλλο βοήθημα.

- Βάρος: 1,1 κιλό
- Διαστάσεις Διπλωμένο: 35 x 23 x 10 cm
- Ξεδιπλωμένο: 183 x 66 cm