



Peli™ Case 1450 με αφρό

€183.87

[Αγορά](#)

Περιγραφή

Θήκη **Peli™** 1450 είναι ιδανική για να φυλάξετε οτιδήποτε ευαίσθητο από υγρασία και χτυπήματα. Στεγανή και άθραυστη κατασκευασμένη από πολυπροπυλένιο υψηλής ποιότητας, παρέχει 100% ασφάλεια σε οτιδήποτε τοποθετηθεί στο εσωτερικό της. Χρησιμοποιείτε από τους περισσότερους ισχυρούς στρατούς, για φύλαξη ακριβού και ευαίσθητου εξοπλισμού.

- Αδιάβροχη
- Άθραυστη
- Αεροστεγής
- Εύκολο σύστημα κλεισίματος 2 σταδίων
- Διπλή ελαστική προστασία στο εξωτερικό της θήκης για προστασία από τους κραδασμούς
- Αυτόματη βαλβίδα εξισορρόπησης της πίεσης που εμποδίζει την εισροή νερού μέσα στη θήκη
- Ανοξειδωτοι ατσάλινοι πείροι
- Σύστημα Pick N Pluck για γρήγορη προσαρμογή της αφρώδους προστασίας
- Πιστοποίηση IP67
- Εσωτερική Διάσταση: 37.2 x 26 x 15.5 cm
- Εξωτερική Διάσταση: 41.8 x 33 x 17.3 cm
- Βάρος: 2,90 kg
- Θερμοκρασία: -40°C έως +100°C
- Made in USA