



Φίλτρο νερού Katadyn Pocket Filter

€318.55

[Αγορά](#)

Περιγραφή

Φίλτρο νερού Katadyn Pocket Filter Το δοκιμασμένο κεραμικό φίλτρο Pocket της Katadyn, αφαιρεί βακτήρια, πρωτόζωα και άλλους παράγοντες που προκαλούν ασθένειες. Φιλτράρει τους μικροοργανισμούς μέσα από το κεραμικό του φίλτρο 0,2 Microns. Σε αντίθεση με άλλα αναλώσιμα φίλτρα, το κεραμικό καθαρίζεται εύκολα σε οποιοσδήποτε συνθήκες. Η ταχύτητα φιλτραρίσματος είναι σημαντικός παράγοντας, το εμποτισμένο με άργυρο κεραμικό φίλτρο αποδίδει 1 λίτρο ανά λεπτό και θα φιλτράρει έως και 50.000 λίτρα αναλόγως της ποιότητας του νερού. Κατασκευασμένο από υλικά άριστης ποιότητας και ιδιαίτερα ανθεκτικά, συνοδεύεται από εγγύηση 20 ετών. Ιδανικό για χρήση και στις πιο δύσκολες συνθήκες είναι η πρώτη επιλογή των extreme adventurers. Για δεκαετίες στρατιωτικοί αλλά και ομάδες διάσωσης σε όλο τον κόσμο έχουν εμπιστευτεί την ικανότητα του Rocket να τους εξασφαλίσει καθαρό νερό χωρίς βακτήρια και πρωτόζωα. Αποτελεσματικό εναντίον μικροοργανισμών Κατάλληλο για μικρές ομάδες έως 5 άτομα Κατάλληλο για θολό νερό Για συχνή χρήση Ελαφρύ και φορητό Χαρακτηριστικά Διαστάσεις: 24εκ. Διάμετρος: 6εκ. Απόδοση: 1 Λίτρο/λεπτό Τεχνολογία: Ceramic depth filter 0.2 Microns Βάρος: 550γρ. Made in Switzerland

Για περισσότερα προϊόντα Katadyn, πατήστε [εδώ](#).