



Φίλτρο νερού Katadyn BeFree 1.0 L

€43.55

[Αγορά](#)

Περιγραφή

Φίλτρο νερού Katadyn BeFree 1.0L Είναι ελαφρύ και πολύ εύκολο στην μεταφορά του, κατάλληλο για όλες τις εξορμήσεις. Πολύ εύκολο στο γέμισμα. Εφοδιασμένο με φίλτρο που καταπολεμά τα βακτηρίδια, κύστες και ιζήματα μέσω της μεμβράνης με πόρους διαμέτρου 0,1 μικρού (0,0001 χιλ). Ο πτυσσόμενος ασκός του συμπιέζεται τόσο ώστε να χωράει σε πολύ μικρούς χώρους όπως πχ τσέπες αθλητικών σορτς, μπλούζες ποδηλασίας, γιλέκων ψαρέματος κ.α. Η απόδοση ανέρχεται στα 2 λίτρα το λεπτό, η συνολική δυνατότητα φιλτραρίσματος είναι 1000 λίτρα, εξαρτάται από την ποιότητα του νερού. Το καθάρισμα της μεμβράνης EZ-Clean γίνεται πολύ εύκολα κουνώντας το απλά μέσα σε καθαρό νερό. Δεν χρειάζονται εργαλεία. Είναι κατασκευασμένο από 100% PVC BPA free.

Χαρακτηριστικά Απόδοση : 2 λιτ/λεπτό Τεχνολογία : Φίλτρο διάτρητων ινών 0,1 μικρών

Αποτελεσματικό κατά των μικροοργανισμών Προτείνεται για ατομική χρήση Κατάλληλο για θολό νερό Μπορεί να χρησιμοποιείται συχνά Ελαφρύ και φορητό

Διάμετρος: 65 mm Ύψος: 8 cm Συνολικό Μήκος: 26,5 cm Βάρος: 73 Γραμμάρια Made in Switzerland

Για περισσότερα προϊόντα Katadyn, πατήστε [εδώ](#).