



Φίλτρο νερού Katadyn Hiker Pro

€80.65

[Αγορά](#)

Περιγραφή

Φίλτρο νερού Katadyn Hiker Pro

Το φίλτρο νερού Katadyn Hiker αποτελεί το καλύτερο μικροφίλτρο σε πωλήσεις στις ΗΠΑ. Είναι ελαφρύ και εύκολο στη χρήση του, παρέχοντας γρήγορη και εύκολη άντληση! Ο ρυθμός άντλησης είναι 1 λίτρο κάθε λεπτό, απομακρύνει βακτηρίδια, κρυπτοσπορίδια και παράσιτα. Ο παράγοντας ενεργού άνθρακα ελαχιστοποιεί την πιθανή δυσάρεστη γεύση. Το φίλτρο συνδέεται με τους πιο δημοφιλείς τύπους υδροδοχείων και είναι συμβατό με υδροδοχεία πλάτης. Το διαφανές σχέδιο επιτρέπει στον χρήστη να ελεγχει την στάθμη του νερού κατά την διαδικασία τού φιλτραρίσματος. Η δυνατότητα φιλτραρίσματος του Hiker Pro είναι 1.150 λίτρα ,ανάλογα με την ποιότητα του νερού.

Αποτελεσματικό εναντίον μικροοργανισμών

Κατάλληλο για 1-2 άτομα Κατάλληλο για θολό νερό Για συχνή χρήση Ελαφρύ και φορητό

Χαρακτηριστικά Διαστάσεις: 8εκ. x 17εκ. Διάμετρος: 6εκ. Απόδοση: 1 Λίτρο/λεπτό Βάρος: 233γρ.

Made in Switzerland

Για περισσότερα προϊόντα Katadyn, πατήστε [εδώ](#).