

Optimus Gas 230g

€6.45

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Τα γκαζάκια της Optimus περιέχουν άριστης ποιότητάς μείγμα βουτανίου (50%), ισοβουτανίου (25%) και προπάνιου (25%), Με αυτό το μίγμα επιτυγχάνετε η βέλτιστη απόδοση ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες. Το γκαζάκι προστατεύεται από ζημιές από ειδικό σφράγισμα που δείχνει αν το γκαζάκι είναι χρησιμοποιημένο η όχι. Σπείρωμα διεθνών προδιαγραφών για όλα τα ορειβατικά καμινέτα και τις λάμπες φωτισμού Βαλβίδα: Διεθνής EN 417 Διαστάσεις: 10.8 x 9 cm Βάρος περιεχομένου: 200 g Συνολικό Βάρος: 385 g Made in South Korea
Για περισσότερα προϊόντα [Katadyn](#), πατήστε [εδώ](#).

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025