



Optimus Gas 450g

€8.87

[Αγορά](#)

Περιγραφή

Τα γκαζάκια της Optimus περιέχουν άριστης ποιότητάς μείγμα βουτανίου (50%), ισοβουτανίου (25%) και προπάνιου (25%), Με αυτό το μίγμα επιτυγχάνετε η βέλτιστη απόδοση ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες. Το γκαζάκι προστατεύεται από ζημιές από ειδικό σφράγισμα που δείχνει αν το γκαζάκι είναι χρησιμοποιημένο η όχι. Σπείρωμα διεθνών προδιαγραφών για όλα τα ορειβατικά καμινέτα και τις λάμπες φωτισμού Βαλβίδα: Διεθνής EN 417 Διαστάσεις: 11.1 x 14 cm Βάρος περιεχομένου: 450 g Συνολικό Βάρος: 540 g Made in South Korea
Για περισσότερα προϊόντα [Katadyn](#), πατήστε [εδώ](#).

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025