

Fallkniven A1pro

€310.48

Αγορά



Περιγραφή

Fallkniven A1pro Το A1pro της Fallkniven είναι η νέα σειρά μαχαιριών που ξεκίνησαν να παράγονται από το 2015. Η λεπίδα του είναι κατασκευασμένη από συνδυασμό 2 διαφορετικών ατσαλιών (Laminated CoS) 420J2-CoS-420J2. Το ατσάλι Laminated CoS του A1xb της Fallkniven είναι κοβαλιούχο, πράγμα που το κάνει να κρατάει την κόψη του για πολύ μεγάλο διάστημα. Το μαχαίρι συνοδεύετε με μαύρη θήκη η οποία διαθέτει *διακόπτη ασφάλισης*, με αυτήν την θήκη είστε σίγουρος ότι το μαχαίρι σας θα βρίσκεται στην θέση του όσο δεν το χρησιμοποιείτε. Κατασκευασμένο για σκληρή χρήση ακόμα και στις πιο αντίξοες συνθήκες. Η θήκη έχει σύστημα πρόσδεσης Molle. Το A1pro10 της Fallkniven είναι Protruding broad tang δηλαδή η λάμα προεκτείνεται μέσα στην λαβή μέχρι την άλλη άκρη του μαχαιριού και προέχει από το πίσω μέρος της λαβής, δίνοντάς σας την σιγουριά πως δεν θα σας "προδώσει" ποτέ. Η λαβή είναι κατασκευασμένη από Thermorun.

- Βάρος: 363 Γραμμάρια
- Μήκος Λάμας: 16 cm
- Μήκος Μαχαιριού: 28,3 cm
- Σκληρότητα Ατσαλιού: 60 HRC
- Πάχος Λάμας: 7,00 mm
- Τύπος Ατσαλιού Λάμας: (Laminated CoS) 420J2-CoS-420J2
- Λαβή: Thermorun
- Χώρα Κατασκευής: Ιαπωνία - Σουηδία
- Γραπτή Εγγύηση 10 Χρόνια

Για περισσότερα μαχαίρια Fallkniven , πατήστε εδώ.