



Steripen Classic 3 UV Water Purifier

€83.87

[Αγορά](#)

Περιγραφή

Αποστειρωτής Steripen Classic 3 UV Water Purifier Αποστειρώνει το νερό με υπεριώδεις ακτίνες UV-C οι οποίες καθαρίζουν το νερό ασφαλώς εξολοθρεύοντας σε ποσοστό 99.9% πρωτόζωα (συμπεριλαμβανομένων Giardia και Cryptosporidia), βακτήρια, ακόμα και ιούς. Όταν ολοκληρωθεί η αποστείρωση, η UV λυχνία σβήνει και ανάβει μια ένδειξη LED έτσι ώστε να ξέρετε ότι μπορείτε να πιείτε με ασφάλεια. Χρησιμοποιείτε σε διαυγές νερό, καθώς θολό, φορτωμένο με ιζήματα νερό επηρεάζει την αποτελεσματικότητά του. Διαθέτει 2 λειτουργίες, μια για μισό λίτρο νερού και μία για 1 λίτρο νερού. Χρόνος αποστείρωσης: 48 δευτερόλεπτα για μισό λίτρο νερό ή ενενήντα δευτερόλεπτα για ένα λίτρο νερού. Διάρκεια ζωής λαμπτήρα: 8.000 αποστειρώσεις Τροφοδοσία 4 αλκαλικές μπαταρίες AA ή επαναφορτιζόμενες Λιθίου ή NiMH (δεν συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία) Κύκλοι χρήσεων ανά πηγή ενέργειας: Αλκαλικές μπαταρίες (25), Μπαταρίες Λιθίου (150), Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NiMH (100) Ελάχιστη διάμετρος δοχείου αποστείρωσης: 2,2 εκατοστά. (για να χωράει η κεφαλή) Βάρος: 178 γραμμάρια (με μπαταρίες) Διαστάσεις: ca. 4,3 x 4,3 x 18,6 εκ. Για περισσότερα προϊόντα [Katadyn](#), πατήστε [εδώ](#).
<https://www.youtube.com/watch?v=fMC2KlyHhfA>