

## CRKT M16-13SFG SPECIAL FORCES TANTO W/VEFF SERRATIONS



**€80.64**

Αγορά



## Περιγραφή

Τα μοντέλα Special Forces G10 διαθέτουν ένα μοναδικό σχεδιασμό που προσφέρει ένα συνδυασμό χαρακτηριστικών της σειράς Carson M16® που ζητήθηκαν από τους ειδικούς στις στρατιωτικές προμήθειες. Οι λεπίδες Tanto διπλής λείανσης καθορίστηκαν επειδή προσφέρουν μέγιστη αντοχή. Η ανοιχτή κατασκευή επιτρέπει την ενσωμάτωση δύο Flippers Carson, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια πραγματική λαβή – πολύ σπάνια σε πτυσσόμενα μαχαίρια.

Ασφαλές και σίγουρο: Η αυτοματοποιημένη ασφάλεια επένδυσης παρέχει επιπλέον επίπεδο ασφάλειας κλειδώματος

Εξαιρετικά αιχμηρό: Οι οδοντώσεις Veff Serrations™ παρέχουν ανώτερη δύναμη κοπής σχοινιών και ιμάντων

Εξαιρετική λαβή: Λαβή G10 παρέχει εξαιρετικό κράτημα σε όλες τις συνθήκες

### Προδιαγραφές

Λεπτομέρειες

Χάλυβας λεπίδας 1.4116

Ακμή λεπίδας Veff Serrations™

Φινίρισμα λεπίδας Νιτρίδιο τιτανίου

Μετρήσεις

Μήκος λεπίδας 3,52" (89,28 mm)

Πάχος λεπίδας 0.12" (3.05 mm)

Συνολικό μήκος 8.19" (207.98 mm)

Κλειστό μήκος 4.65" (118.01 mm)

Βάρος 4.00 oz. (113.40 g)

Άλλα

Υλικό λαβής G10

Στυλ Πτυσσόμενο μαχαίρι με κλείδωμα με επένδυση

Αριθμός διπλώματος ευρεσιτεχνίας 7437822

---

# Χαρακτηριστικά

---

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025