

CRKT M16-04DB BLACK TANTO W/DEADBOLT ASSIST



€161.29

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Επιστροφή και έτοιμος για δράση.

Επανασχεδιασμένο από το αγαπημένο M16® του αείμνηστου Kit Carson, αυτό το σύγχρονο επιχειρησιακό ανοιγόμενο μαχαίρι συνδυάζει τρεις επαναστατικές καινοτομίες σε έναν ενιαίο σχεδιασμό. Κλειδωμένο και φορτωμένο, το M16®-04DB συνδυάζει το Deadbolt®, το υποβοηθούμενο άνοιγμα και το σύστημα άξονα IKBS™ με ρουλεμάν, δημιουργώντας την απόλυτη καθημερινή μεταφορά που σίγουρα θα θέλετε να έχετε στο πλευρό σας. Μπορεί να είναι κλασικό, αλλά αυτό το μαχαίρι είναι κατασκευασμένο για να αποδίδει στον σύγχρονο κόσμο.

- Ισχυρό και απλό: Η κλειδαριά Deadbolt® παρέχει απίστευτη αντοχή και είναι εύκολη στη χρήση
- Υποβοηθούμενο άνοιγμα: Το Flipper αναπτύσσει τη λεπίδα γρήγορα
- Ομαλό άνοιγμα: IKBS™: Ο άξονας περιστροφής με ρουλεμάν IKBS™ αναπτύσσει ομαλά τη λεπίδα
- Ανώτερη απόδοση: D2 για εξαιρετική διατήρηση της κόψης
- Ισχυρό και ελαφρύ: η λαβή αλουμινίου συνδυάζει αντοχή με ελάχιστο βάρος
- Χαμηλό προφίλ: το κλιπ τσέπης παρέχει ασφαλή μεταφορά

Προδιαγραφές

Λεπτομέρειες λεπίδας

Χάλυβας λεπίδας D2

Ακμή λεπίδας Απλή

Φινίρισμα λεπίδας Stonewash

Διαστάσεις

Μήκος λεπίδας 3.89" (98.86 mm)

Πάχος λεπίδας 0.14" (3.48 mm)

Συνολικό μήκος 9.31" (236.55 mm)

Κλειστό μήκος 5.34" (135.56 mm)

Βάρος 6.80 oz. (192.78 g)

Άλλα

Υλικό λαβής Αλουμίνιο

Στυλ Πτυσσόμενο μαχαίρι με υποβοήθηση και κλειδαριά Deadbolt®

Αριθμός διπλώματος ευρεσιτεχνίας 9833912

Χαρακτηριστικά

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025