

CRKT M16-02DB BLACK TANTO W/DEADBOLT ASSIST



€120.97

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Ένα κλασικό αναγεννιέται.

Πώς μπορείτε να πάρετε ένα ήδη ευρέως γνωστό μαχαίρι και να το κάνετε τρεις φορές πιο καλό; Παίρνοντας το θρυλικό σχέδιο M16® που φαντάστηκε ένας από τους πιο αξιόλογους κατασκευαστές μαχαιριών στην ιστορία και προσθέτοντας τρεις πρωτοποριακές καινοτομίες: Deadbolt®, υποβοηθούμενο άνοιγμα και σύστημα στροφής με ρουλεμάν IKBS™. Επιστρέφοντας με μια συμπαγή λεπίδα tanto, το M16®-02DB δεν έρχεται απλώς κλειδωμένο και φορτωμένο, αλλά η ανάπτυξή του είναι τώρα ταχύτερη από ποτέ. Πριν από χρόνια, ο σχεδιαστής μαχαιριών Kit Carson μας έδωσε ένα διαχρονικό κλασικό εργαλείο. Τώρα, επιστρέφει με μια εντελώς νέα κληρονομιά για να εκπληρώσει.

– Δυνατό και απλό: Η κλειδαριά Deadbolt® παρέχει απίστευτη αντοχή και είναι εύκολη στη χρήση

– Άνοιγμα με υποβοήθηση: Το Flipper αναπτύσσει τη λεπίδα γρήγορα

– Ομαλό άνοιγμα: IKBS™: Ο άξονας περιστροφής με ρουλεμάν IKBS™ αναπτύσσει ομαλά τη λεπίδα

– Ανώτερη απόδοση: D2 για εξαιρετική διατήρηση της κόψης

– Ισχυρό και ελαφρύ: η λαβή αλουμινίου συνδυάζει αντοχή με ελάχιστο βάρος

– Χαμηλό προφίλ: το κλιπ τσέπης παρέχει ασφαλή μεταφορά

Προδιαγραφές

Λεπτομέρειες λεπίδας

Χάλυβας λεπίδας D2

Ακμή λεπίδας Απλή

Φινίρισμα λεπίδας Stonewash

Διαστάσεις

Μήκος λεπίδας 3.12" (79.15 mm)

Πάχος λεπίδας 0.12" (2.95 mm)

Συνολικό μήκος 7.38" (187.33 mm)

Κλειστό μήκος 4.28" (108.59 mm)

Βάρος 4.00 oz. (113.40 g)

Άλλα

Υλικό λαβής Αλουμίνιο

Στυλ Πτυσσόμενο μαχαίρι με κλειδαριά Deadbolt®

Αριθμός διπλώματος ευρεσιτεχνίας 9833912

Χαρακτηριστικά

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025