



Φορείο Μάχης TALON II Model 90c

€1,209.68

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Το αναβαθμισμένο Talon II 90C της North American Rescue είναι το πιο ευέλικτο και συμπαγές φορείο εκκένωσης και φροντίδας τραυματιών που διατίθεται σήμερα στην αγορά!

Κατασκευάστηκε για να καλύψει τις απαιτήσεις του στρατού των ΗΠΑ να παρέχει επείγουσα εκκένωση τραυματιών από το πεδίο της μάχης.

Ο νέος σχεδιασμός επιτρέπει τη μεταφορά ασθενών σε χώρους με περιορισμένη πρόσβαση, όπως το θωρακισμένο όχημα M1114 Humvee και άλλα μη συμβατικά επαγγελματικά οχήματα.

Επεκτείνοντας απλώς τις εργονομικά σχεδιασμένες λαβές μετατρέπεται σε μια τυπική πλατφόρμα εκκένωσης με τις προδιαγραφές του NATO. Το Talon 90C είναι η απόλυτη πλατφόρμα εκκένωσης.

Χαρακτηριστικά:

- Πιστοποιημένο ως ασφαλές για πτήση από U.S. Army Rotary Wing
- Αναδιπλούμενες, εργονομικά σχεδιασμένες λαβές
- Μεντεσέδες αυτόματου κλειδώματος
- Αντιολισθητικό, ανθεκτικό στα χημικά ύφασμα ripstop ελεγμένο και εγκεκριμένο από ομοσπονδιακά και ιδιωτικά εργαστήρια
- 6 σημεία προσάρτησης IV
- 2 ιμάντες ασφάλισης ασθενούς

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Διπλωμένο με λαβές αναδιπλωμένες: H: 52.07 x W: 21.59 x D: 24.13 cm
- Ανοιχτό με λαβές αναδιπλωμένες: L: 198.12 x W: 57.15 x D: 15.24 cm
- Ανοιχτό με λαβές εκτεταμένες: L: 228.6 x W: 57.15 x D: 15.24 cm
- Βάρος: 7,4 kg
- Στατικό ωφέλιμο φορτίο: 816 kg
- Απόσταση από το έδαφος: 3,81 cm

Πιστοποιητικά:

- NSN 6530-01-504-9051
- CE Mark
- Latex Free
- Berry amendment complaint
- Mpale® antimicrobial with Ægis™ Shield

Χαρακτηριστικά

Είδος Φορείου:

Μεταφοράς

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025