



## Bexen Reanibex 100 Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής (Οδηγίες & Φωνητικές Εντολές στα Ελληνικά)

€1,037.74

[Αγορά](#)



## Περιγραφή

Μικρός, ελαφρύς και εξαιρετικά εύκολος στη χρήση. Ο **Bexen Reanibex 100 Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής** είναι σχεδιασμένος για χρήση από ανθρώπους χωρίς καμία ιατρική εκπαίδευση. Ο απινιδωτής επιτρέπει στους διασώστες να παρέχουν γρήγορα αποτελεσματικές πρώτες βοήθειες στα θύματα καρδιακής ανακοπής.

Ο απινιδωτής Reanibex 100 έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει σε μη επαγγελματίες χρήστες να παρέχουν γρήγορες και αποτελεσματικές πρώτες βοήθειες σε θύματα καρδιακής ανακοπής.

**Ο συγκεκριμένος απινιδωτής έρχεται με οδηγίες και φωνητικές εντολές στα Ελληνικά.**

## Κύρια χαρακτηριστικά:

- Γενικός αλγόριθμος απινίδωσης για ενήλικες και παιδιατρικούς ασθενείς, χρησιμοποιώντας τα ίδια ηλεκτρόδια. Δεν απαιτείται η αγορά επιπλέον ζεύγους ηλεκτροδίων.
- Βάρος: λιγότερο από 2,1 kg (με τη χειρολαβή, τα ηλεκτρόδια και την μπαταρία)
- Διαστάσεις της συσκευής μαζί με τη χειρολαβή (πλάτος x μήκος x ύψος): 21.7 cm x 28.5 cm x 9.6 cm
- Εξαιρετική προστασία έναντι στις σκόνες, υγρασία και πιτσιλιές νερού (IP55)
- Αντέχει σε πτώσεις από ύψος έως και 1,2 μέτρα.

## Χαρακτηριστικά:

- Περιλαμβάνει μετρονόμο και ανατροφοδότηση πραγματικού χρόνου για τη συχνότητα των θωρακικών συμπίεσεων.
- Ενεργοποιείται αυτόματα μόλις ανοιχτεί το καπάκι, με τα ηλεκτρόδια συνδεδεμένα και προφορισμένα για γρήγορη απινίδωση
- Ηχητικές εντολές καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος για πλήρη καθοδήγηση του χρήστη. Η ένταση των εντολών προσαρμόζεται στα επίπεδα θορύβου του περιβάλλοντος.
- Ο αυτόματος καθημερινός αυτοέλεγχος διασφαλίζει ότι ο απινιδωτής είναι πάντα έτοιμος.
- Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Reanibex NFC Reader για κινητά, μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση του απινιδωτή και των αξεσουάρ του και να αλλάξετε ορισμένες παραμέτρους διαμόρφωσης χωρίς να συνδέσετε τη μονάδα σε επιτραπέζιο υπολογιστή.

## Το πακέτο περιλαμβάνει:

- Βεχεν Reanibex 100 Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής
- Ζεύγος Ηλεκτροδίων Ενήλικα/Παιδιού
- Μπαταρία Απινιδωτή
- Κιτ Απινίδωσης που περιλαμβάνει:
  - 1x Ατραυματικό ψαλίδι ρούχων Α' βοηθειών
  - 1x Ειδικό χειρουργικό ξυράφι
  - 2x Ζεύγη εξεταστικά γάντια Latex
  - 2x Μάσκες προσώπου ανάνηψης τεχνητής αναπνοής σε φακελάκι
  - 2x Μαντηλάκια αντισηπτικό καθαρισμού θύματος

---

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025