



Στρατιωτικό Medical Πάνελ Ταχείας Πρόσβασης 14 Θηκών

€0.00

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Το Στρατιωτικό Medical Πάνελ Ταχείας Πρόσβασης 14ων Θηκών, της εταιρείας Double Action Defence, είναι ένα πλήρως προσαρμόσιμο πάνελ σχεδιασμένο για τους combat medic, ιατρούς μάχης και γενικά αυτούς που πρόκειται να παρέχουν οποιαδήποτε φροντίδα στο πεδίο της μάχης και εργάζονται σε σταθερές ή προσωρινές εγκαταστάσεις ή σε κινητές πλατφόρμες εδάφους ή αέρος.

Το πάνελ προσφέρει τη μέγιστη ακαμψία για να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των τσαντών Α' Βοηθειών από τη μια και των μεγάλων σκληρών κουτιών από την άλλη, με ένα βελτιωμένο και εξαιρετικά οργανωμένο αρθρωτό σύστημα. Το πάνελ επικεντρώνεται στην ευελιξία της τακτικής ανάπτυξης και στην προσαρμοστικότητα σε οποιεσδήποτε συνθήκες όπου θα χορηγείται ιατρική βοήθεια.

Το πάνελ περιλαμβάνει μια σειρά από μικρές και μεγάλες θήκες που είναι αφαιρούμενες προσφέροντας προσαρμογή των ιατρικών προμηθειών ειδικά για την κάθε αποστολή.

Διαθέτει 12D RINGS περιμετρικά για ανάρτηση οριζόντια ή κάθετα και ιμάντες ώμων για μεταφορά. Όλες οι τσέπες μπορούν να τοποθετηθούν σε όποια διάταξη κριθεί καταλληλότερη.

* Προσοχή: τα προϊόντα των φωτογραφιών δεν περιλαμβάνονται μαζί με την τσάντα. Είναι καθαρά για λόγους επίδειξης της κατανομής του χώρου της τσάντας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Ύφασμα: 1000D CORDURA
- Ιμάντες: AA55301 TYPE 3 NYLON MILSPEC
- Πόρτες: 2M MILITARY IRR
- VELCRO: MIL SPEC
- ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 50 x 50 x 18 cm περίπου 45 lt
- ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ανοικτό 120 x 50 cm
- ΒΑΡΟΣ: 2 kg
- ΤΣΕΠΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ (x4): 19 x 24 x 10 cm
- ΤΣΕΠΕΣ ΜΙΚΡΕΣ (x10): 12 x 24 x 10 cm

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025