



Σακίδιο Περιπόλου 18lt - Ελληνική Παραλλαγή

€105.56

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Το σακίδιο διαθέτει περιμετρικά ιμάντες MOLLE για προσαρμογή θηκών. Διαθέτει δύο ιμάντες ρύθμισης σε κάθε πλευρά, μεγάλου μήκους, οι οποίοι είναι προσθαφαιρούμενοι, λόγω των πορπών, που διαθέτουν. Στο κάτω μέρος του σακιδίου (διπλό ύφασμα) υπάρχουν ιμάντες MOLLE και οπή αποστράγγισης.

Οι ιμάντες ώμων διαθέτουν μαλακό υπόθεμα για άνετη μεταφορά και είναι προσθαφαιρούμενοι ώστε το σακίδιο να μπορεί να συνδεθεί άμεσα με τον φορέα πλακών με το προβλεπόμενο σύστημα ιμάντων.

Στο επάνω μέρος του σακιδίου υπάρχει λαβή μεταφοράς και έξοδος για τον σωλήνα του υδροδοχείου πλάτης. Το σακίδιο διαθέτει ισχυρότατο φερμουάρ σχήματος Π προσδίδοντας άμεση και γρήγορη πρόσβαση στο εσωτερικό του. Το σακίδιο στην εσωτερική επιφάνεια του καπακιού διαθέτει δύο τσέπες με φερμουάρ και στην εσωτερική επιφάνεια της πλάτης υπάρχουν δύο παράλληλες επιφάνειες μαλακού VELCRO και είναι τοποθετημένες διχτυωτές θήκες για την καλύτερη δυνατή οργάνωση και να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες αποστολές πχ σαν ιατρικό η πυροτεχνουργού κλπ.

Στην εξωτερική μεριά της πλάτης του σακιδίου υπάρχουν δύο παράλληλες επιφάνειες VELCRO όπου προσαρμόζεται πλαίσιο κατασκευασμένο από σκληρό αφρώδες υλικό, το οποίο προσφέρει άριστη κυκλοφορία του αέρα, στήριξη στην πλάτη και σταθερότητα στη μεταφορά.

Χαρακτηριστικά:

- Χωρητικότητα: 18 λίτρα
- Υλικό κατασκευής:
 - Ελληνική παραλλαγή, Multicam: Cordura 500D

- Μαύρο, χακί και άμμος ερήμου: Cordura 1000D
 - Πόρτες: 2M MIL SPEC
 - Ιμάντες: A-A-55301 νυλον 6 MIL SPEC
 - Φερμουάρ: YKK MIL-SPEC
 - Διαστάσεις: 40 X 28 X 16 εκ.
 - VELCRO: MIL-SPEC
 - Βάρος: 1.050 γρμ
-

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025