



DOUBLE ACTION Φορείο - Σεντόνι Μεταφοράς Ασθενούς

€105.56

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Το φορείο - σεντόνι μεταφοράς ασθενούς, από την εταιρεία Double Action Defence, έχει σχεδιαστεί για γρήγορη εκκένωση και μεταφορά τραυματία στο πεδίο. Είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό δικτυωτό νηλον ύφασμα και διαθέτει μαλακό πλαίσιο από νάιλον ιμάντες.

Έξι λαβές μεταφοράς παρέχουν κατανομή στο μεταφερόμενο βάρος. Διαθέτει έξι χειρολαβές (τρεις από κάθε πλευρά). Τέσσερις ιμάντες πρόσδεσης με πλαστικές πόρτες προορίζονται για την ασφάλιση του τραυματία πάνω στο φορείο.

Χαρακτηρίζεται από το βέλτιστο μέγεθος συμπτυγμένο. Η θήκη μεταφοράς του συνδέεται με την εξάρτηση – φορέα ή με τη ζώνη με σύστημα MOLLE. Διαθέτει συνθετικές πόρτες τύπου D για σύνδεση με ιμάντα ώμου για αυτόνομη μεταφορά. Επίσης, διαθέτει δύο εισόδους - εξόδους, μία από κάθε πλευρά της, που ασφαλίζουν με πόρτες ταχείας απελευθέρωσης. Έτσι η πρόσβαση στο φορείο γίνεται με οποιοδήποτε από τα δύο χέρια, είναι άμεση και ταχύτατη.

Χαρακτηριστικά:

- Διαστάσεις:
 - κλειστό 19 x 21 x 9 cm
 - ανοιχτό 175 x 70 cm
- Βάρος: 985g.
- Δυνατότητα μεταφοράς φορτίου έως 240 κιλά.
- Υλικό κατασκευής: POLYESTER 1000D PU (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ) – NYLON 500D IRR (Multicam)
- Πόρτες: 2M Military
- Ιμάντες: A-A-55301 nylon 6 MIL-SPEC

Χαρακτηριστικά

Είδος Φορείου:

Μεταφοράς

ΕΓΓΥΗΣΗ:

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΔΥΟ (2)
ΕΤΩΝ

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025