



## DOUBLE ACTION Ελαφρύ Φορείο - Σεντόνι Μεταφοράς Ασθενούς

**€64.76**

[Αγορά](#)



## Περιγραφή

Το ελαφρύ φορείο - σεντόνι μεταφοράς ασθενούς, από την εταιρεία Double Action Defence, έχει σχεδιαστεί για γρήγορη εκκένωση και μεταφορά τραυματία στο πεδίο. Είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό νυλον ύφασμα (CORDURA).

Οκτώ λαβές μεταφοράς παρέχουν κατανομή στο μεταφερόμενο βάρος.

Χαρακτηρίζεται από το βέλτιστο μέγεθος συμπτυγμένο. Η θήκη μεταφοράς του συνδέεται με την εξάρτηση – φορέα ή με τη ζώνη με σύστημα MOLLE. Η θήκη είναι πρακτικά αυτή που προορίζεται για τη μεταφορά υδροδοχείου τύπου NALGENE, μπορεί να μεταφερθεί και σε τυπική θήκη γενικής χρήσης. Η πρόσβαση στο φορείο είναι άμεση και ταχύτατη. Ταχύτατο είναι και το δίπλωμά του!

Χαρακτηριστικά:

- Υλικό κατασκευής φορείου: CORDURA 500D PU
- Ιμάντες: A-A-55301 nylon 6 MIL-SPEC
- Διαστάσεις:
  - κλειστό 17 x 15 x 4 cm
  - ανοιχτό 175 x 70 cm
- Βάρος: 600g.
- Δυνατότητα μεταφοράς φορτίου έως 210 κιλά.

## Χαρακτηριστικά

Είδος Φορείου:

Μεταφοράς

---

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025