



## Laerdal Resusci Baby QCPR Εκπαιδευτικό Πρόπλασμα Μωρού

€0.00

Αγορά



## Περιγραφή

Το **Resusci Baby QCPR εκπαιδευτικό πρόπλασμα μωρού**, της εταιρείας Laerdal, είναι ένα επαγγελματικό πρόπλασμα μωρου σχεδιασμένο για την εκπαίδευση χορήγησης Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης υψηλής απόδοσης και την ομαδική εκπαίδευση.

Σχεδιασμένο να παρέχει διάφορα χαρακτηριστικά, το **Resusci Baby QCPR** μπορεί να αναβαθμιστεί - με την αγορά επιπλέον αξεσουάρ - για την εκπαίδευση χορήγησης ενδοσοτικής ένεσης και εξειδικευμένης διαχείρισης του αεραγωγού, επιτρέποντας στους διασώστες και τις ομάδες διάσωσης να εκπαιδεύονται σε διάφορα σενάρια.

Εκτός από τις ρεαλιστικές θωρακικές συμπίεσεις στο στήθος και τις κινήσεις έκτασης της κεφαλής, το πρόπλασμα είναι εξοπλισμένο με προηγμένους αισθητήρες. Συνδεδεμένοι σε μια συσκευή ανατροφοδότησης, αυτοί οι αισθητήρες μετρούν κάθε θωρακική συμπίεση και τις στοματικές εμφυσησεις, βοηθώντας η εκπαίδευση να φτάσει σε ένα νέο επίπεδο ακρίβειας και ικανότητας.

### *Σωστή ανατομία στήθους*

Επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να αναγνωρίσουν την αίσθηση ενός πραγματικού βρεφικού στήθους και να προσαρμόσουν τη δύναμη των θωρακικών συμπίεσεων ανάλογα με τον εξαιρετικά ρεαλιστικό μηχανισμό στήθους.

### *Ρεαλιστική διαχείριση αεραγωγών*

Δυνατότητα τοποθέτησης υπεργλωττιδικών συσκευών και εξάσκησης στη ροή εργασίας γύρω από τη διασωλήνωση ET με την αγορά του προαιρετικού κεφαλιού που

δίνει επιπλέον δυνατότητες.

### *Αίσθηση αφής*

Οι προηγμένοι αισθητήρες ανατροφοδότησης βοηθούν στην παροχή ακριβούς πληροφορίας σχετικά με τις θωρακικές συμπίεσεις και τις εμφυσήσεις όταν συνδυάζονται με την εφαρμογή ανατροφοδότησης «Q CPR».

### *Αναπτύξτε τα soft skills σας*

Εξασκηθείτε στην επικοινωνία και την ομαδική συνεργασία έχοντας την ασφάλεια ενός προσομοιωμένου περιβάλλοντος. Το αποτέλεσμα είναι μια ικανή και γεμάτη αυτοπεποίθηση διασσωστική ομάδα.

### *Μετρήστε την απόδοση της ομάδας*

Μετρήστε κάθε παράμετρο κατά τη διάρκεια χορήγησης ΚΑΡ.Π.Α., για να λάβετε ακριβή ανατροφοδότηση για τις θωρακικές συμπίεσεις, τις στοματικές εμφυσήσεις και διάφορα άλλα στοιχεία.

### *Σχεδιασμένο για την ομάδα σας*

Είτε η ομάδα σας αποτελείται από τρεις είτε από δέκα διασώστες, το Resusci Baby Q CPR μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εκπαιδεύσει τη διασσωστική ομάδα σας για τη βελτίωση του χρόνου απόκρισης και της ποιότητας ΚΑΡ.Π.Α.

### *Κεφάλι Αεραγωγού*

Η διαμόρφωση της κεφαλής αεραγωγού επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να εισάγουν υπεργλωττιδικές συσκευές και να εξασκούν τη ροή εργασίας γύρω από τη διασωλήνωση ΕΤ **(Δεν περιλαμβάνεται)**.

### *Εκπαίδευση Ενδοοστικής Ένεσης*

Το ρεαλιστικό αξεσουάρ, «πόδι ΙΟ» επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να κατακτήσουν τις τεχνικές ενδοοστικής έγχυσης για βρέφη **(Δεν περιλαμβάνεται)**.

### *Ανατροφοδότηση*

Οι **συσσκευές ανατροφοδότησης** επιτρέπουν στους **εκπαιδευόμενους** να εντείνουν και να βελτιώσουν τις ικανότητες τους στη χορήγηση καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, με δείκτες απόδοσης πραγματικού χρόνου. Από την άλλη επιτρέπουν στους **εκπαιδευτές** να εντοπίσουν τα λάθη και να παρεμβάλουν με τις ανάλογες οδηγίες διορθώνοντας τα λάθη των εκπαιδευόμενων τους.

Η **ρεαλιστική ανατομία** και η **απαράμιλλη ποιότητα** δίνουν στο **Resusci Baby** τα απαραίτητα στοιχεία για την εκμάθηση πραγματικών δεξιοτήτων χειρισμού και πρώτων βοηθειών σε ένα ενήλικο άτομο. Η ποιοτική κατασκευή επιτρέπει ασκήσεις κατάρτισης σε διάφορα περιβάλλοντα.

Η Resusci Baby QCPR είναι κατασκευασμένη με σκοπό:

- Να μετρήσει την απόδοση στη χορήγηση Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης
- Να αξιολογήσει τα αποτελέσματα της απόδοσης των εκπαιδευόμενων
- Να διευκολύνει την ανατροφοδότηση στον εκπαιδευτή και τον εκπαιδευόμενο

Οι συσκευές ανατροφοδότησης παρέχουν:

- Σαφή ανατροφοδότηση σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της απόδοσης του εκπαιδευόμενου
- Νεες δυνατότητες για την παροχή κατευθύνσεων και διορθώσεων του εκπαιδευτή προς τον εκπαιδευόμενο σε πραγματικό χρόνο αλλά και μεταγενέστερα καθώς μπορεί να γίνει ανάλυση των αρχείων όπου καταγράφονται και αποθηκεύονται οι επιδόσεις των εκπαιδευόμενων.

### **Χαρακτηριστικά προϊόντος:**

- Ρεαλιστική ανατομία η οποία περιλαμβάνει ανάταση κεφαλής, ανύψωση σιαγόνας και ανύψωση στήθους κατά τη διάρκεια εμφυσήσεων.
- Το πρόπλασμα περιλαμβάνει αισθητήρα ο οποίος δείχνει τη σωστή τοποθέτηση των χεριών κατά τη διάρκεια των θωρακικών συμπίεσεων.
- Το σύστημα εμφυσήσεων παρέχει τη σωστή ανύψωση στήθους με χρήση ασκού αναζωογόνησης αλλά και με την τεχνική στόμα με στόμα.
- Βελτιωμένες δυνατότητες μέτρησης και ανατροφοδότησης
- Ασύρματη σύνδεση – με Bluetooth - με το λογισμικό Resusci Anne Wireless SkillReporter σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή ή με την ειδική συσκευή της Laerdal SimPad SkillReporter (πωλείται ξεχωριστά)
- Ενσύρματη σύνδεση – με καλώδιο USB – με την ειδική συσκευή της Laerdal SkillGuide ή με την SimPad SkillReporter (πωλούνται ξεχωριστά)
- Συμβατό με τις τελευταίες οδηγίες (AHA/ERC Guidelines)
- Προσομοίωση διαφορετικής αντίστασης θώρακος με τα 3 ελατήρια που παρέχονται σύμφωνα με τις AHA/ERC οδηγίες. Σκληρό (δύναμη περίπου 60kg) και μαλακό (δύναμη περίπου 30kg), με μέσαίο ελατήριο (δύναμη περίπου 45kg)

### **Περιεχόμενα:**

- 1x Ολόσωμο πρόπλασμα Laerdal Baby Anne QCPR
- 1x Σκληρή θήκη μεταφοράς 20 lt
- 1x ασκός προσομοίωσης παλμού
- 5x Σακούλες πνευμόνων
- 2x Δέρμα προσώπου
- 6x Μαντηλάκια καθαρισμού προσώπου
- 1x Ρολό μασκών τεχνητής αναπνοής
- 1x 5V Μετασχηματιστής USB
- 1x Καλώδιο φόρτισης USB C to USB A
- 1x Κουβέρτα Resusci Baby
- 1x Περιβραχιόνιο QCPR
- 1x Φυλλάδιο οδηγιών χρήσης
- 1x Φυλλάδιο με σημαντικές οδηγίες για το προϊόν

### **Τεχνικά χαρακτηριστικά:**

- Πρόπλασμα Resusci Baby QCPR: 58 x 26 x 13 cm (Μ x Π x Υ)

- Τσάντα μεταφοράς: 56.5 x 28 x 15 cm (Μ x Π x Υ)
- Βάρος προπλάσματος: 1,63 kg

## Χαρακτηριστικά

ΕΓΓΥΗΣΗ:  
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΕΝΟΣ (1)  
ΕΤΟΥΣ

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025