



Elite Bags HELMET'S Τσάντα Μεταφοράς Κράνους

€55.08

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Η **Elite Bags HELMET'S** είναι μια τσάντα που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη μεταφορά κρανών ασφαλείας. Παρέχει ένα εύκολο μέσο αποθήκευσης και μεταφοράς κρανών, διατηρώντας τα προστατευμένα κατά τη μεταφορά και καθαρά κατά την αποθήκευση.

Η Elite Bags HELMET'S είναι κατάλληλη για κράνη όλων των σχημάτων και μεγεθών, καθότι στο κάτω μέρος της τσάντας υπάρχει φερμουάρ το οποίο όταν ανοίξει η τσάντα επεκτείνεται και χωρά όλων των ειδών τα κράνη. Επιπλέον, η τσάντα διαθέτει και επιπλέον χώρο για αξεσουάρ. Ένας ρυθμιζόμενος ιμάντας ώμου με επένδυση επιτρέπει την άνετη μεταφορά χωρίς χέρια.

Χαρακτηριστικά:

- Ανακλαστική ενισχυμένη χειρολαβή
- Περιφερειακή ανακλαστική επένδυση υψηλής ευκρίνειας
- Φερμουάρ που επεκτείνει τη χωρητικότητα της τσάντας ώστε να ταιριάζει σε οποιοδήποτε μέγεθος κράνος
- Εσωτερικές διχτυωτές τσέπες για να κρατάτε υλικά καθαρισμού, γάντια ή άλλα αξεσουάρ
- Στιβαρό φερμουάρ SBS
- Velcro πάνελ στο μπροστινό μέρος για προσθήκη διακριτικών σημάτων
- Διάφανο πάνελ για τοποθέτηση ταυτότητας και ονομ/νυμο του κατόχου
- Διαστάσεις: 29 x 26 x 30 cm

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Βάρος: 0,63 kg
- Διαστάσεις: 29 x 19 x 30 cm
- Υλικό κατασκευής: 1000D πολυεστέρας

- Χωρητικότητα (λιτρα): 17 lt
- Χρώμα: κόκκινο
- Προτεινόμενο μέγιστο βάρος: 10 kg

Χαρακτηριστικά

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025