



## Elite Bags IVBAG'S Θήκη για Φιάλες Υγρών Ενδοφλέβιας Χορήγησης και Σταθεροποίησης Θερμοκρασίας

€51.80

[Αγορά](#)



## Περιγραφή

Η θήκη για Φιάλες Υγρών Ενδοφλέβιας Χορήγησης και Σταθεροποίησης Θερμοκρασίας IVBAG'S, της εταιρείας Elite Bags, είναι μια ειδικά σχεδιασμένη, ισοθερμικά επενδεδυμένη θήκη για τη μεταφορά και προστασία φιαλών υγρών IV οποιουδήποτε μεγέθους. Έρχεται συνοδευόμενη από επαναχρησιμοποιούμενα ζεστό και κρύο επίθεματα gel με σκοπό να διατηρεί τη θερμοκρασία του περιεχομένου των φιαλών ακόμη και σε δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες.

## Χαρακτηριστικά:

- Ικανό να σταθεροποιεί και να διατηρεί τις θερμοκρασίες των υγρών IV καθότι διαθέτει ισοθερμικά τοιχώματα και μια τσέπη εσωτερικά για ζεστά ή κρύα επιθέματα gel.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ενδοφλέβια φάρμακα ή ορούς.
- Στο πίσω μέρος διαθέτει μαγνητικό πλαίσιο που επιτρέπει την ασφαλή στερέωση της θήκης σε μεταλλικές επιφάνειες.
- Βεντούζα για στερέωση της θήκης σε οποιαδήποτε λεία επιφάνεια.
- Ιμάντες MOLLE στο πίσω μέρος για προσαρμογή της θήκης σε οποιονδήποτε άλλο εξοπλισμό διαθέτει το σύστημα MOLLE (πχ. προσαρμογή πάνω σε μια τσάντα, δείτε φωτογραφία).
- Χειρολαβή και ιμάντας ώμου για μεταφορά ή ανάρτηση κατά τη χρήση.
- Μεγάλη εξωτερική τσέπη για σωληνάρια, ενέσιμα ή κιτ IV.
- Διαφανής εξωτερική τσέπη για οπτική αναγνώριση λεπτομερειών, όπως του χρόνου εφαρμογής, περιγραφών περιεχομένου κ.λπ.
- Ελαστική υποδοχή για καρούλι αυτοκόλλητης ταινίας με κούμπωμα.
- Πρόσθετοι ελαστικοί ιμάντες στο πλάι για τη στερέωση αξεσουάρ όπως γάντια ή φακούς.
- Διάφανο παράθυρο προβολής του κεντρικού διαμερίσματος που επιτρέπει την αξιολόγηση της στάθμης του υγρού χωρίς να χρειάζεται να βγάλετε τη φιάλη από τη θήκη.
- Τρύπα εξόδου σωλήνα με δακτύλιο.
- Συνοδεύεται από ανακλαστικό προστατευτικό μανίκι για σωλήνες οξυγόνου/ορού.

## Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Βάρος: 0,21 kg
  - Διαστάσεις: 13,5 × 21 × 6 cm
  - Υλικό: 600D POLYESTER
  - Χωρητικότητα: 1,5 lt
-

# Χαρακτηριστικά

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025