



## Laerdal Resusci Anne QCPR Κορμός Εκπαιδευτικού Πρόπλάσματος Ενήλικα

€0.00

[Αγορά](#)

### Περιγραφή

Το **Resusci Anne QCPR πρόπλασμα κορμού ενήλικα**, της εταιρείας Laerdal, είναι ένα υψηλής ποιότητας πρόπλασμα ενήλικα με **επαναφορτιζόμενη μπαταρία** σχεδιασμένο για την εκπαίδευση χορήγησης Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης υψηλής απόδοσης αναπαριστώντας έναν μέσο ενήλικα ασθενή.

Το πρόπλασμα Resusci Anne προσομοιώνει έναν ενήλικα μέσης φυσιολογίας και έχει σχεδιαστεί για ρεαλιστική εκπαίδευση σε βασικές τεχνικές υποστήριξης της ζωής ακολουθώντας διεθνείς οδηγίες.

Συνοδεύεται από μια βολική τσάντα για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση. Επιπλέον, περιλαμβάνονται δύο πρόσθετα (1x ελαφρύ και 1x βαρύ) ελατήρια στήθους για να επεκτείνουν το εύρος της δύναμης συμπίεσης που απαιτείται για τις θωρακικές συμπίεσεις στο κατάλληλο βάθος, βοηθώντας τους εκπαιδευόμενους να εξασκούνται πιο ρεαλιστικά στις συμπίεσεις καθώς η ακαμψία του θώρακα των ασθενών μπορεί να ποικίλλει.

Εκτός από τις ρεαλιστικές θωρακικές συμπίεσεις στο στήθος και τις κινήσεις έκτασης της κεφαλής, το πρόπλασμα είναι εξοπλισμένο με προηγμένους αισθητήρες. Συνδεδεμένοι σε μια συσκευή ανατροφοδότησης, αυτοί οι αισθητήρες μετρούν κάθε θωρακική συμπίεση και τις στοματικές εμφυσησεις, βοηθώντας η εκπαίδευση να φτάσει σε ένα νέο επίπεδο ακρίβειας και ικανότητας.

Η έκδοση με το κεφάλι διαχείρισης αεραγωγού έχει σχεδιαστεί για υπεργλωττιδική (SG) διασωλήνωση υποστηρίζοντας το πρωτόκολλο για την πραγματοποίηση διασωλήνωσης ενδοτραχειακής (ET ή ETI) σε περιβάλλον εκπαίδευσης ομάδας ανάνηψης.

Η Resusci Anne QCPR είναι κατασκευασμένη με σκοπό:

- Να μετρήσει την απόδοση στη χορήγηση Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης
- Να αξιολογήσει τα αποτελέσματα της απόδοσης ενός εκπαιδευόμενου
- Να διευκολύνει την ανατροφοδότηση στον εκπαιδευτή και τον εκπαιδευόμενο

Οι συσκευές ανατροφοδότησης παρέχουν:

- Σαφή ανατροφοδότηση σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της απόδοσης του εκπαιδευόμενου
- Νεες δυνατότητες για την παροχή κατευθύνσεων και διορθώσεων του εκπαιδευτή προς τον εκπαιδευόμενο σε πραγματικό χρόνο αλλά και μεταγενέστερα καθώς μπορεί να γίνει ανάλυση των αρχείων όπου καταγράφονται και αποθηκεύονται οι επιδόσεις των εκπαιδευόμενων.
- Βάθος συμπίεσης, ρυθμό και παύση μεταξύ των συμπίεσεων
- Όγκο αερισμού και τοποθέτηση χεριών

**Χαρακτηριστικά προϊόντος:**

- Ρεαλιστική ανατομία η οποία περιλαμβάνει ανάταση κεφαλής, ανύψωση σιαγόνας και ανύψωση στήθους κατά την διάρκεια εμφυσήσεων.
- Το πρόπλασμα περιλαμβάνει αισθητήρα ο οποίος δείχνει τη σωστή τοποθέτηση των χεριών κατά τη διάρκεια των θωρακικών συμπίεσεων.
- Το σύστημα εμφυσήσεων παρέχει τη σωστή ανύψωση στήθους με χρήση ασκού αναζωογόνησης αλλά και με την τεχνική στόμα με στόμα.
- Βελτιωμένες δυνατότητες μέτρησης και ανατροφοδότησης
- Ασύρματη σύνδεση – με Bluetooth - με το λογισμικό Resusci Anne Wireless SkillReporter σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή ή με την ειδική συσκευή της Laerdal SimPad SkillReporter (πωλείται ξεχωριστά)
- Ενσύρματη σύνδεση – με καλώδιο USB – με την ειδική συσκευή της Laerdal SkillGuide ή με τη SimPad SkillReporter (πωλούνται ξεχωριστά)
- Συμβατό με τις τελευταίες οδηγίες (AHA/ERC/SRFAC Guidelines)
- Προσομοίωση διαφορετικής αντίστασης θώρακος με τα 3 ελατήρια που παρέχονται σύμφωνα με τις AHA/ERC οδηγίες. Σκληρό (δύναμη περίπου 60kg) και μαλακό (δύναμη περίπου 30kg), με μεσαίο ελατήριο (δύναμη περίπου 45kg)

**Περιεχόμενα:**

- 1x Πρόπλασμα κορμού Laerdal Resusci Anne QCPR Ενηλίκων με επαναφορτιζόμενη μπαταρία
- 1x Μαλακή τσάντα μεταφοράς
- 50 kg Ελατήριο θωρακικών συμπίεσεων προεγκατεστημένο
- 2x Επιπλέον ελατήρια θωρακικών συμπίεσεων (30kg και 60kg)
- 4x μαντηλάκια καθαρισμού προπλάσματος
- 3x Ανταλλακτικά δέρματα προσώπου
- 2x Σακούλες πνευμόνων
- 1x Καλώδιο USB A-C
- 1x AC Μετασχηματιστής ρεύματος USB 2A
- 1x Φυλλάδιο οδηγιών χρήσης
- 1x Φυλλάδιο με σημαντικές οδηγίες για το προϊόν

---

## Χαρακτηριστικά

ΕΓΓΥΗΣΗ:

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΕΝΟΣ (1)

ΕΤΟΥΣ