



DOUBLE ACTION Σακίδιο SF Multi task

€114.44

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Το κεντρικό διαμέρισμα διαθέτει χωρητικότητα 14 λτ., εσωτερικά διαθέτει θήκη για προσαρμογή ασκού ύδατος με την ανάλογη έξοδο, δύο τσέπες, η μία προσθαφαιρούμενη.

Στην πίσω εξωτερική επιφάνεια διαθέτει αφαιρούμενη θήκη (διαμέρισμα), η οποία μπορεί να δεχθεί και αντιβαλλιστική πλάκα 25 x 30 cm προστατεύοντας τα ευαίσθητα μεταφερόμενα υλικά εντός του σακιδίου, επικοινωνίες κλπ. Ανάμεσα στα δύο διαμερίσματα δύναται να μεταφερθεί κράνος ενώ η απόσταση μεταξύ των δύο διαμερισμάτων ρυθμίζεται με ιμάντες στο κάτω μέρος και με ελαστικές αρτάνες στα πλάγια.

Το σακίδιο διαθέτει προσθαφαιρούμενο σύστημα ιμάντων ώμων ειδικά σχεδιασμένο ώστε να μεταφέρεται με plate carrier και να μη δυσκολεύει καθόλου τον φέροντα, διαθέτει σύστημα σύνδεσης με το plate carrier ώστε να μεταφέρεται χωρίς τη χρήση ιμάντων ώμων και χωρίς να εμποδίζει το σύστημα ταχείας απελευθέρωσης του Plate Carrier.