



## DOUBLE ACTION Τσαντάκι Ατομικού Κιτ Α' Βοηθειών (IFAK)

€37.26

[Αγορά](#)



## Περιγραφή

Ένα τσαντάκι ατομικού κιτ Α' Βοηθειών (IFAK=Individual First Aid Kit) ιδανικό για να χωρέσει όλα εκείνα τα υλικά που προβλέπονται από τον οργανισμό τακτικής φροντίδας (TCCC), κατασκευασμένο από την ελληνική εταιρεία DOUBLE ACTION.

Το συγκεκριμένο τσαντάκι **διαθέτει στο εσωτερικό του 1 τσέπη**, ιδανική για να χωρέσει επίπεδα αντικείμενα όπως θωρακικές σφραγίδες, αιμοστατικές γάζες, ισοθερμικές κουβέρτες, κλπ. Επιπλέον, έχει αρκετούς ελαστικούς ιμάντες για στερέωση αντικειμένων όπως tourniquet, επιδέσμους για αιμορραγίες, κλπ

Στην **μπροστινή εξωτερική περιοχή** διαθέτει ένα πάνελ θηλυκού velcro, ιδανικό για προσαρμογή διακριτικών σημάτων. Επίσης, έχει μια τσέπη για αποθήκευση υλικών που μπορεί να χρειαστεί ο medic άμεσα, όπως πχ γάντια ή tourniquet.

Στην **πίσω εξωτερική περιοχή** διαθέτει ένα αποσπώμενο πάνελ velcro με ιμάντες molle που το καθιστούν ιδανικό για προσαρμογή πάνω σε εξάρτηση, γιλέκο μάχης ή οποιοδήποτε άλλο εξοπλισμό επιθυμεί ο χρήστης. Το ότι το πάνελ είναι αποσπώμενο βοηθά στο να μπορεί ο χρήστης γρήγορα να βγάλει το τσαντάκι από το σημείο που το έχει προσαρμόσει και να χρησιμοποιήσει άμεσα τα υλικά.

Τέλος, διαθέτει έναν ιμάντα **με κλιπ ταχείας απελευθέρωσης** ο οποίος περικλείει περιφερειακά το τσαντάκι και εξυπηρετεί διάφορους σκοπούς. Πρώτα από όλα χρησιμεύει για να συμπιέσει το τσαντάκι όσο το δυνατόν περισσότερο για να μικρύνει το μέγεθος του, ενώ από την άλλη μπορεί να κουμπωθεί από την ανάποδη μεριά γύρω από ένα **προσκέφαλο καθίσματος αυτοκινήτου** και σε συνδυασμό με το αποσπώμενο πάνελ το καθιστούν πάντα άμεσα διαθέσιμο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Χαρακτηριστικά:

- Μεγάλο τσαντάκι ιδανικό για να χωρέσει όλα τα απαραίτητα υλικά ενός ατομικού κιτ Α' Βοηθειών.
- Μπορεί να ανοίξει με μια γρήγορη κίνηση.
- Στο πίσω μέρος το τσαντάκι υπάρχει σύστημα molle για προσαρμογή σε ζώνη, τσάντα πλάτης ή οποιοδήποτε άλλο εξοπλισμό που φέρει υποδοχές για σύστημα molle. Το σύστημα molle είναι προσαρμοσμένο πάνω στο τσαντάκι με πάνελ velcro έτσι ώστε να μπορεί ο χρήστης να το αποσπάσει ανα πάσα στιγμή (βλέπε φώτο)
- Λαβή στο επάνω μέρος για να μπορεί κάποιος να το τραβήξει και το αποσπάσει από το πάνελ velcro.
- Το εσωτερικό είναι εξοπλισμένο με διάφορους ελαστικούς ιμάντες για στερέωση των υλικών.
- Διαθέσιμος χώρος για όλα τα απαραίτητα υλικά όπως γάζες, επιδέσμους, θωρακικές σφραγίδες κλπ.
- Στο μπροστινό μέρος υπάρχει σύστημα molle για προσαρμογή επιπλέον εξοπλισμού όπως και velcro για προσαρμογή διακριτικών σημάτων.
- Αδιάβροχη επένδυση στο εσωτερικό το καθιστά υδροφοβικό και προστατεύει τον εξοπλισμό.

#### **Τεχνικά χαρακτηριστικά:**

- Υλικό: CORDURA 500D
- Διαστάσεις: 20 x 14 x 9 cm
- Βάρος: ca. 125 g
- VELCRO MIL-SPEC
- Ιμάντες: A-A-55301 nylon 6 MIL SPEC
- Πόρτες: 2M military
- ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ: MOLLE