



DOUBLE ACTION Θήκη Λάστιχο Tourniquet Velcro

€3.99

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Θήκη λάστιχο **tourniquet velcro** γρήγορης πρόσβασης για φορητές πλάκες και γιλέκα μάχης. Μπορεί να εγκατασταθεί κάθετα ή οριζόντια. Είναι κατασκευασμένη από την ελληνική εταιρεία DOUBLE ACTION.

ΠΡΟΣΟΧΗ: το tourniquet της φωτογραφίας ΔΕΝ περιλαμβάνεται. Υπάρχει για λόγους επίδειξης και μόνο.