



Elite Bags PARAMED'S Σάκος Πλάτης A' Βοηθειών Μαύρος Tactical

€201.21

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Πρόκειται για τον **Κόκκινο** Σάκο Πλάτης A' Βοηθειών της Elite Bags σε Tactical έκδοση σωμάτων ασφαλείας και χρώμα **μαύρο**.

Απαράμιλη ποιότητα από την Elite Bags. Ένα σακίδιο A' Βοηθειών για επαγγελματίες υγείας που βαθμολογείται με άριστα σε όλους τους τομείς (σχεδιασμό, λειτουργικότητα, αντοχή, πρακτικότητα, χωρητικότητα, τιμή).

Είναι ένα σακίδιο ειδικά σχεδιασμένο για τους διασώστες προνοσοκομειακής φροντίδας οι οποίοι έχουν ανάγκη να έχουν οργανωμένο στον εξοπλισμό τους και να μπορούν να μεταφέρουν με ευκολία όλο εκείνο το εξοπλισμό που είναι απαραίτητος σε μια διάσωση έκτακτης ανάγκης σε ορεινές περιοχές και περιοχές με δυσκολία πρόσβασης.

Χαρακτηριστικά:

- Το κύριο σώμα διαθέτει ανοιχτό μεγάλο χώρο για μάσκες AMBU και άλλο περιεχόμενο με πολλές ταινίες στερέωσης.
- Σύστημα molle γύρω από ολόκληρο το σάκο και εντός αυτού, για την αγκίστρωση άλλων σάκων ή άλλων αντικειμένων συμβατών με το σύστημα.
- Ανακλαστικές αποσπώμενες ταινίες νύχτας / ημέρας.
- Εσωτερική τσέπη για σύστημα ενυδάτωσης με ειδική οπή που περνά ο σωλήνας για πόση όταν ο σάκος είναι φορεμένος στην πλάτη. Διαθέτουμε 2 δοχεία ενυδάτωσης για να συνδυάσετε με το σάκο Paramed's ([Δοχείο ενυδάτωσης 2,5 lt](#) και [Δοχείο ενυδάτωσης 3 lt](#))
- Πέντε (5) αφαιρούμενα τμήματα για καταμερισμό του περιεχομένου ανάλογα με τη χρήση του.
- Molle οπίσθιο Velcro σύστημα για να επιτρέπει τη στερέωση στο εξωτερικό του σάκου συμβατών αντικειμένων.
- Ισοθερμική θήκη αμπούλων με 43 ελαστικές ταινίες για φιαλίδια.
- Ελαστικές ταινίες με διάφορες διατομές για την τοποθέτηση του ιατρικού εξοπλισμού.
- Μεγάλο διαμέρισμα εμπρός με επένδυση αφαιρούμενη διαφανή.

- Ιμάντες συμπίεσης - σύσφιξης που κρύβονται σε πλαινή θέση κατ' επιλογή .
- Προσθαφαιρούμενοι ιμάντες μέσης.
- Με προσθαφαιρούμενο εσωτερικό σάκο με ισχυρά velcro επικόλλησης
- Αδιάβροχος.

Περιλαμβάνει επίσης δοχείο [δοχείο απόρριψης ιατρικού μολυσματικού υλικού, ψυχρό επίθεμα - παγοκύστη-με.jel](#)

Το περιεχόμενο των φωτογραφιών **δεν** περιλαμβάνεται

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Υλικό: 1000D polyester πλενόμενο
- Χρώμα: **Μαύρο**
- Βάρος: 3.20 kg
- Διαστάσεις: 31 x 47 x 22,5 cm
- Όγκος: 32,57 λίτρα
- Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος περιεχομένου: 15 kg

Επικοινωνήστε μαζί μας (τηλ.: 25310-71946, email: sales@firstaidshop.gr) για να δημιουργήσουμε από κοινού, το δικό σας (custom) πλήρες kit Α' Βοηθειών - Επιβίωσης με αυτή την τσάντα.

Χαρακτηριστικά

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025