



Elite Bags CRITICAL'S Τσάντα Α' Βοηθειών Advanced Life Support (ALS)

€200.81

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Είναι η τσάντα πρώτων βοηθειών - έκτακτης ανάγκης επιπέδου Advanced Life Support (ALS) από την Elite Bags. Η εσωτερική της δομή, μπορεί να στεγάσει τόσο τη φιάλη οξυγόνου όσο και όλες τις απαραίτητες ιατρικές προμήθειες για τη θεραπεία των ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση.

Η ποιότητά της, τα τεχνικά χαρακτηριστικά της και ο σχεδιασμός της εγγυώνται τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τον επαγγελματία διασώστη.

Χαρακτηριστικά:

- Ανακλαστικές λωρίδες που φωσφορίζουν για αυξημένη ορατότητα.
- Εσωτερικό πλήρως προσαρμόσιμο στις ανάγκες του χρήστη, χάρη στα αποσπώμενα με βέλκρο διαχωριστικά .
- Ελαστικοί ιμάντες στο εσωτερικό του σάκου που εξασφαλίζουν ότι τα υλικά είναι καλά στερεωμένα στην θήκη τους .
- 2 μεσαίες εξωτερικές τσέπες
- 2 μεγάλες εξωτερικές τσέπες με μεγάλους ελαστικούς ιμάντες.
- 5 αποσπώμενες τσαντάκια σε 5 χρώματα ανάλογα με το είδος του περιστατικού
- Ισοθερμική θήκη για αμπούλες- φύσιγγα με ελαστικούς ιμάντες.
- Δοχείο απόρριψης υειονομικού και βιολογικού υλικού
- Παγοκύστη με Jel πολλαπλών χρήσεων
- Ιμάντας ώμου, ιμάντες πλάτης και λαβές γύρω από την όλη τσάντα για εύκολη μεταφορά.
- Χώρος αποθήκευσης φιάλης οξυγόνου
- Θέση για ασκό αναζωογόνησης (AMBU)
- Δαχτυλίδι ανοξειδωτο για αερομεταφορά
- Επιφάνεια - πίνακας για χαρτιά A4 με κλίπ
- Κρυφή θήκη για τους πίσω ιμάντες πλάτης και την ζώνη μέσης.

- Υλικό κατασκευής: 1000 X 1000D Polyamide πλενόμενο.
- Διαστάσεις: 62cm x 29.5cm x 35cm
- Όγκος: 52 λίτρα
- Βάρος: 3,8 Κιλά
- Μέγιστο συνιστώμενο βάρος του περιεχομένου: 15 κιλά
- 2 χρόνια εγγύηση.

Επικοινωνήστε μαζί μας (τηλ.: 25310-71946, email: sales@firstaidshop.gr) για να δημιουργήσουμε από κοινού, το δικό σας (custom) πλήρες κιτ A' Βοηθειών - Επιβίωσης με αυτή την τσάντα.

Elite Bags CRITICAL'S Emergency's Bag for the Advanced Life Support

CRITICAL'S, is the advanced life support (ALS) bag. Its honeycomb interior structure allows the user to quickly visualize and get the required material including an oxygen bottle & Ambu for a proper respond to a situation where the patient is critical.

Features:

- 2 external pockets, both marked differently for adult and pediatric material.
- High visibility reflective bands night/day & reflective paracord pullers.
- Reinforced bottom.
- Washer to extract the oxygen tube.

Technical data:

- Measures: 62 x 29.5 x 35 cm, Capacity: 51.5 L
- Weigh: 3.79 kg.
- Material: 1000 x 1000D Polyamide. Washable
- Colour: Red.
- Maximum recommended contents weight: 15 kg.

Key features:

- Isothermal ampoule holder, capacity 56 ampoules.
- Ring for air transportation.
- Fully adaptable interior thanks to the padded Velcro detachable dividers.
- 5 detachable, colour-coded compartments with transparent windows, according to the normalized color code.
- Fixation straps and space for the secretions suction device.
- Clip paper board.
- Miniclip.

Χαρακτηριστικά

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025