

MIL-TEC Τσαντάκι Μέσης με Μπουκαλάκι 1lt - Χακί



€9.03

[Αγορά](#)



Περιγραφή

100% πολυεστέρας, χλωριούχο πολυβινύλιο.
Πλαστική φιάλη (1 λίτρο) που περιλαμβάνεται

- 1 μεγάλο κύριο διαμέρισμα
- 1 πλευρική τσέπη με φερμουάρ
- Περιλαμβάνεται το μπουκάλι
- Ρυθμιζόμενο λουρί

Χαρακτηριστικά

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025