



## MIL-TEC Υδροδοχείο με Σύστημα Molle 3.0 lt - Χακί

€32.18

[Αγορά](#)

### Περιγραφή

## MIL-TEC Υδροδοχείο με Σύστημα Molle 3.0 lt - Χακί

Υλικό: 1000D Cordura nylon (ΑΡΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ)  
Περιλαμβάνεται δοχείο 3lt.

- Μπορεί να προσαρτηθεί σε ένα σακίδιο ή γιλέκο με απλές θηλιές πρόσδεσης (σύστημα MOLLE).
- Μεγάλο άνοιγμα με κάλυμμα velcro.
- Ο σωλήνας πόσης του δοχείου είναι επικαλυμένος με neopren

*Προσοχή το παρόν δεν είναι τσάντα ώμου, είναι υδροδοχείο με θήκη που προσαρμόζεται σε εξοπλισμό με σύστημα molle.*