



## MIL-TEC Υδροδοχείο Πλάτης με Ρυθμιζόμενους Ιμάντες Ώμου και Ζώνη Στήθους 3lt με D-rings - Χακί

**€41.85**

[Αγορά](#)

## Περιγραφή

1000D Cordura Nylon (ΑΡΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ)

**Περιλαμβάνεται δοχείο 3lt.**

Το σύστημα ενυδάτωσης φέρει 6 D-rings π.χ. για να συνδέεται με σακίδιο.

- Σακίδιο ενυδάτωσης με ρυθμιζόμενους ιμάντες ώμου και ζώνη στήθους.
- Πόσιμο σωλήνα με βαλβίδα.
- Ιμάντας μεταφοράς.
- Μεγάλο άνοιγμα για εύκολο γέμισμα και άδειασμα.
- Ο σωλήνας πόσης του δοχείου είναι επικαλυμμένος με neopren