



## MIL-TEC Υδροδοχείο Χακί - 2.5lt

€16.13

[Αγορά](#)

## Περιγραφή

### MIL-TEC Υδροδοχείο Χακί - 2.5lt

- 100% χλωριούχο πολυβινύλιο.
- Microban = αντιβακτηριακό φινίρισμα.
- Σωλήνας ενυδάτωσης με βαλβίδα.
- Μεγάλο άνοιγμα για εύκολο γέμισμα και άδειασμα.
- Ο σωλήνας πρόσσης του δοχείου είναι επικαλυμμένος με neopren