



## MIL-TEC Ακονιστήρι Μαχαιριών Τσέπης

**€3.95**

Αγορά



## Περιγραφή

### MIL-TEC Ακονιστήρι Μαχαιριών Τσέπης

- Υλικό: Πλαστικό
- Διαστάσεις: Ύψος: 5,7 cm, πλάτος: 7.5 cm, βάθος 2,4 cm
- Βάρος: 35 gr

2 διαφορετικά συστήματα ακονίσματος για χοντρή (καρβίδιο) και λεπτή (κεραμικό) περικοπή σε σχήμα V.