



Res-Q-Vac Ποδοκίνητη Αντλία Αναρρόφησης

€107.50

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Ανεξάρτητη από οποιαδήποτε πηγή ενέργειας, η μονάδα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή για να ανοίξετε τον αεραγωγό του ασθενούς, με ασφάλεια και αποτελεσματικά. Ακριβείας και πλήρως αυτόνομη, όλα τα κομμάτια της είναι εύκολα προσβάσιμα για να αφαιρεθούν, να καθαριστούν και να αντικατασταθούν. Η Res Q Vac αντλία έρχεται πλήρης με δοχείο αναρρόφησης και προστασία υπερχειλίσης.

Χαρακτηριστικά:

- Λειτουργεί με το πόδι
- Αναρρόφηση έως και 22 λίτρα ανά λεπτό
- 380 ml χωρητικότητα
- Max πίεση αναρρόφησης -300mmHg / -400mbar
- Διαστάσεις: 225 x 170 x 120 cm