



## ΓΑΝΤΙΑ MECHANIX, The Original, Coyote

€22.58

Αγορά



## Περιγραφή

Τα γάντια Original® έφεραν την επανάσταση στον τομέα της προστασίας των χεριών με τον ευέλικτο σχεδιασμό τους ενώ έχουν υπηρετήσει πιστά τους χρήστες τους έως τώρα.

Ανθεκτικές μικρο-ίνες αυξάνουν την ζωή των γαντιών καθώς και το αναπνέον ύφασμα TrekDry® στο πίσω μέρος του χεριού δημιουργεί μία εξαιρετική εφαρμογή με τέλεια ευελιξία.

Αποθηκεύστε τα γάντια σας και ασφαλίστε τα από το νάιλον θηλύκι που βρίσκεται στον καρπό. Τα Original® παρέχουν απaráμιλλη εφαρμογή, αίσθηση και λειτουργικότητα.

### Χαρακτηριστικά

- Το αναπνέον ύφασμα TrekDry® βοηθά ώστε τα χέρια να παραμένουν δροσερά και άνετα.
- Το κλείσιμο από θερμοπλαστικό καουτσούκ (TPR) και το θηλύκι προσφέρουν ασφαλή εφαρμογή.
- Ενιαίο μονοκόμματο στρώμα στην παλάμη βελτιώνει την εφαρμογή και την ευελιξία.
- Πλένεται στο πλυντήριο

### Προτεινόμενες χρήσεις

- Στρατός
- Σώματα ασφαλείας
- Αθλήματα σκοποβολής
- Εργασίες επισκευής και συντήρησης

## Χαρακτηριστικά

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025