



MIL-TEC Τσεκούρι με Θήκη

€12.50

Αγορά

Περιγραφή

MIL-TEC τσεκούρι με θήκη η οποία έχει δυνατότητα να περαστεί σε ζώνη παντελονιού ή ιμάντα σακιδίου.

Χαρακτηριστικά:

- Λαστιχένια λαβή με νάιλον θήκη
- Το πίσω μέρος του τσεκουριού μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σφυρί

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Πλάτος λεπίδας: 8 εκ.
- Πάχος λεπίδας: περίπου 4,6 χιλιοστά
- Συνολικό μήκος: περίπου 32 εκατοστά
- Βάρος: 832 gr με νάιλον θήκη