



Flexislide Φορείο Σεντόνι Μεταφοράς Ασθενούς

€8.87

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Το Flexislide σεντόνι μεταφοράς ασθενούς είναι μιας χρήσης (προς αποφυγή μόλυνσεων μεταδιδόμενων νοσημάτων) και είναι πρώτη επιλογή των νοσοκομείων όλης της Βρετανίας και όλου του κόσμου.

Το σεντόνι μεταφοράς έχει σχεδιαστεί για να κάνει την μετακίνηση των ασθενών πιο εύκολη και ασφαλή, βοηθώντας την πρόληψη καώσεων στην μέση αλλά και από άλλους τραυματισμούς.

Έχει δοκιμαστεί ξεχωριστά σε υγρές και στεγνές συνθήκες και μπορεί να αντέξει 415kg βάρος σε υγρές συνθήκες και 424kg βάρος όταν είναι στεγνές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και για την μεταφορά μεγάλων ζώων.

Είναι ιδανικό λόγω του μικρού του βάρους και της συμπαγούς συσκευασίας του ως φορείο σάκου για στρατιωτική ή ορειβατική χρήση.

- Μοναδικό υλικό σχεδιασμένο να γλιστράει εύκολα επάνω σε επιφάνειες
- Διευκολύνει την ασφαλή και εύκολη μεταφορά των ασθενών
- Μίας χρήσης, ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο διασταυρούμενης μόλυνσης
- Κατάλληλο για παχύσαρκους ασθενείς (Δοκιμασμένο να σηκώνει πάνω από 400 κιλά σε υγρές και ξηρές συνθήκες)
- Χωρίς λατέξ
- Ελαφρύ και σε ατομική συσκευασία

Διαστάσεις (ανοιχτό): 195 X 85 cm